



Methanol GC/HPLC GGR - Specification sheet
Metanol GC/HPLC GGR - Hoja de especificaciones
Méthanol GC/HPLC GGR - Fiche de spécifications
Metanolo GC/HPLC GGR - Scheda tecnica
Methanol GC/HPLC GGR - Productgegevens
Methanol GC/HPLC GGR - Datenblatt

Formula : CH₃OH

Name : Carbinol, Methyl Alcohol

M.W : 32.04

CAS : 67-56-1

EC : 200-659-6

EC INDEX : 603-001-00-X

UN : 1230

IMDG : 3 (6.1) II UN 1230

ADR : 3 (6.1) II UN 1230 (D/E)

IATA : 3 (6.1) II UN 1230

SPECIFICATIONS

UV-Absorbance maximum limit (220 nm) —————	≤ 0.25
UV-Absorbance maximum limit (230 nm) —————	≤ 0.15
UV-Absorbance maximum limit (254 nm) —————	≤ 0.02
UV-Absorbance maximum limit (280 nm) —————	≤ 0.01
Gradient Elution test —————	passes test
Ultraviolet Cutoff —————	≤ 205nm
Assay —————	≥ 99.9%
Colour (Hazen) —————	≤ 10
Water (H ₂ O) by Karl - Fischer —————	≤ 0.05%
Residue on evaporation —————	≤ 0.0003%
Titrateable acid —————	≤ 0.0003mEq/g
Titrateable base —————	≤ 0.0002mEq/g
Carbonyl compounds —————	≤ 0.001%
Substances darkened by H ₂ SO ₄ —————	passes test
Substances reducing KMnO ₄ —————	passes test
Solubility in water (H ₂ O) —————	passes test

ACS Specification	passes test
UV-Absorbance maximum limit (205 nm)	≤ 1.00
Fluorescence Trace Impurities	
Acidity (Acetic acid (CH_3COOH))	$\leq 0.0003\text{meq/g}$
Transmittance at 225 nm	$\geq 67\%$
UV Absorbance at 230 nm	$\geq 83\%$
UV Absorbance at 254 nm	$\geq 98\%$

Note: Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at www.labbox.com. Disclaimer: Labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/regional regulations, all products may not be available in all countries or for some customers.

Nota: Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en www.labbox.com. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

Remarque: Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.com. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.

Nota: Schede di sicurezza e certificati di analisi disponibili gratuitamente su www.labbox.com. Attenzione: le sostanze chimiche sono ad uso esclusivo di laboratorio e sono riservate esclusivamente all'uso professionale da parte di utenti adeguatamente formati e qualificati. Le sostanze chimiche sono pericolose, rispettare le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza. A causa di restrizioni di trasporto o di normative speciali applicabili, alcune sostanze chimiche potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati o per tutte le tipologie di clienti.

Anmerkung: Sicherheitsdatenblätter und Analysenachweise stehen kostenlos zum Download unter www.labbox.com zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Die Chemikalien sind ausschließlich für den Laborgebrauch und nur zur professionellen Nutzung durch geschultes und qualifiziertes Personal vorgesehen. Chemische Produkte können gefährlich sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern. Aufgrund von Transportbeschränkungen oder anderer jeweils gültiger Richtlinien können nicht alle chemischen Produkte auf allen Märkten oder für alle Kunden angeboten werden.

NB: Veiligheidsdocumenten en analysecertificaten zijn gratis verkrijgbaar op www.labbox.com. Let op: chemicaliën zijn uitsluitend voor laboratoriumgebruik en voorbehouden aan professioneel gebruik door opgeleide en gekwalificeerde gebruikers. Chemicaliën zijn gevaarlijk, volg daarom altijd de instructies volgens het veiligheidsdocument. Wegens vervoersbeperkingen of bijzondere toepasbare lokale voorschriften is het mogelijk dat bepaalde chemicaliën niet op alle markten of voor alle soorten klanten beschikbaar zijn.