



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Varilla de PP para agitación con espátula

Descripción : Autoclavable a 121°C



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	l (mm)	unidades por ref.
STRP-245-012	6	245	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Policeman stirring rod, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 °C



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	l(mm)	pcs/pack
STRP-245-012	6	245	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Baguette d'agitation en polypropylène avec spatule**Description :** Autoclavable à 121 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	long. (mm)	unités par ref.
STRP-245-012	6	245	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bacchetta per agitare in PP con spatola**Descrizione** : Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	L (mm)	unità per ref.
STRP-245-012	6	245	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PP-roerstaaf met spatel**Beschrijving :** Autoclaveerbaar bij 121 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	l (mm)	stuks per ref.
STRP-245-012	6	245	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rührstab aus PP, mit Spatel

Beschreibung : Autoklavierbar bis 121 °C.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
STRP-245-012	6	245	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STRP-245-012	0,104	0,061	39233010	08434868045736

PRODUKTFOTO

