

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Embudo de decantación cónico con llave de PTFE, GLASSCO

**Descripción :** Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN / ISO 4800



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	h (mm)	boca	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Separatory funnel, conical with PTFE stopcock, GLASSCO****Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). In compliance with DIN / ISO 4800 standard

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	h (mm)	mouth	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Ampoule à décanter avec clé en PTFE, GLASSCO****Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4800

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	h (mm)	col	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Imbuto separatore conico con rubinetto in PTFE, GLASSCO****Descrizione :** In vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4800

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	capacità	h (mm)	bocchetta	Ømax (mm)	unità per ref.
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Conische scheidrechter met PTFE-kraan, GLASSCO

**Beschrijving :** Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Conform DIN / ISO 4800



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	h (mm)	mond	Ømax (mm)	stuks per ref.
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, GLASSCO****Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN / ISO 4800.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	H (mm)	Normschliff	Ømax. (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFTG-050-001	50 ml	240	19/26	49	1
SFTG-100-001	100 ml	265	19/26	64	1
SFTG-250-001	250 ml	320	29/32	83	1
SFTG-500-001	500 ml	350	29/32	96	1
SFTG-1K0-001	1000 ml	440	29/32	130	1
SFTG-2K0-001	2000 ml	490	29/32	143	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTG-050-001	1,421	0,17	70172000	08434868041882
SFTG-100-001	1,421	0,22	70172000	08434868041899
SFTG-250-001	2,187	0,37	70172000	08434868041912
SFTG-500-001	5,42225	0,455	70172000	08434868041936
SFTG-1K0-001	9,212	0,78	70172000	08434868041905
SFTG-2K0-001	15,317	1,01	70172000	08434868041929

