

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Extraction and dispersive kits for QuEChERS method according to EN 15662

Description: Extraction and dispersive kits for QuEChERS method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) for sample preparation for analysis of multi-residual pesticides in fruits, vegetables and other foods. The extraction kit according to EN 15662 (QECH-E10-050) includes 50 extraction pouches (4 g MgSO₄ 1 g NaCl 1 g tri-sodium citrate 0.5 g Citrate di-sodium sesquihydrate) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 50 ml. Equivalent: Agilent 5982-5650 The dispersive kit for general fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D22-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5056 The dispersive kit for fruits and vegetables with fats and waxes according to EN 15662 (QECH-D32-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA 150 mg C18 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5156 The dispersive kit for pigmented fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D20-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA 15 mg GCB+900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5256 The dispersive kit for highly pigmented fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D24-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA@45 mg GCB@900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5356

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	description
QECH-E10-050	50	extraction kit according to EN 15662
QECH-D22-050	50	dispersive kit for general fruits and vegetables according to EN 15662
QECH-D32-050	50	dispersive kit for fruits and vegetables with fats and waxes according to EN 15662
QECH-D20-050	50	dispersive kit for pigmented fruits and vegetables according to EN 15662
QECH-D24-050	50	dispersive kit for highly pigmented fruits and vegetables according to EN 15662
QECH-H15-025	25	Ceramic homogenizer for 15 ml tubes

PACKING

Type: Carboard box

Label:

QECH-E10-050

Extraction kit according to EN 15662, 50 pcs

Kit de extracción según EN 15662, 50 uds

kit d'extraction selon EN 15662, 50 unit.

Batch nº.: xxxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: kits de extracción y dispersión para método QuEChERS según EN 15662

Descripción: Kits de extracción y dispersión para método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de preparación de muestras para análisis de pesticidas multi-residuales en frutas, verduras y otros alimentos. El kit de extracción según EN 15662 (QECH-E10-050) incluye 50 sobres de extracción (4 g MgSO₄ 1 g NaCl 1 g Citrato de tri-sodio 0.5 g Citrato sesquihidrato de di-sodio) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 50 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5650. El kit de dispersión para frutas y vegetales generales según EN 15662 (QECH-D22-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5056. El kit de dispersión para frutas y vegetales con grasas y ceras según EN 15662 (QECH-D32-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA 150 mg C18 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5156. El kit de dispersión para frutas y vegetales con pigmentación según EN 15662 (QECH-D20-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA 15 mg GCB 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5256. El kit de dispersión para frutas y vegetales con alta pigmentación según EN 15662 (QECH-D24-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA 45 mg GCB 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5356

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	Øinterior (mm)
QECH-E10-050	50	kit de extracción según EN 15662
QECH-D22-050	50	kit de dispersión para frutas y vegetales generales según EN 15662
QECH-D32-050	50	kit de dispersión para frutas y vegetales con grasas y ceras según EN 15662
QECH-D20-050	50	kit de dispersión para frutas y vegetales con pigmentación según EN 15662
QECH-D24-050	50	kit de dispersión para frutas y vegetales con alta pigmentación según EN 15662
QECH-H15-025	25	homogeneizadores cerámicos para tubos de 15 ml

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

labbox	QECH-E10-050	
	Extraction kit according to EN 15662, 50 pcs	
	Kit de extracción según EN 15662, 50 uds	
	kit d'extraction selon EN 15662, 50 unit.	
		Batch n°.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: kits d'extraction et de dispersion pour méthode QuEChERS selon la norme EN 15662

Description: Kits d'extraction et de dispersion pour méthode QUEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de préparation d'échantillons pour l'analyse de pesticides multi-résiduels dans les fruits, légumes et autres aliments. Le kit d'extraction selon la norme EN 15662 (QECH-E10-050) comprend 50 sachets d'extraction (4 g de MgSO₄ 1 g de NaCl 1 g de citrate trisodique 0,5 g de citrate disodique sesquihydraté) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 50 ml. Equivalence : Agilent 5982-5650 Le kit de dispersion pour fruits et légumes non gras et peu pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D22-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg de PSA+900 mg de MgSO₄) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5056 Le kit de dispersion pour fruits et légumes gras ou cireux selon la norme EN 15662 (QECH-D32-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg de PSA@150 mg de C18@900 mg de MgSO₄) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5156 Le kit de dispersion pour fruits et légumes pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D20-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg PSA@15 mg GCB@900 mg MgSO₄) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5256 Le kit de dispersion pour fruits et légumes fortement pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D24-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg de PSA@45 mg de GCB@900 mg de MgSO₄) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5356

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	Description
QECH-E10-050	50	kit d'extraction selon EN 15662
QECH-D22-050	50	kit de dispersion pour fruits et légumes non gras et peu pigmentés selon EN 15662
QECH-D32-050	50	kit de dispersion pour fruits et légumes gras ou cireux selon EN 15662
QECH-D20-050	50	kit de dispersion pour fruits et légumes pigmentés selon EN 15662
QECH-D24-050	50	kit de dispersion pour fruits et légumes fortement pigmentés selon EN 15662
QECH-H15-025	25	homogénéisateurs en céramique pour tubes de 15 ml

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique
Etiquette:

labbox	QECH-E10-050
	Extraction kit according to EN 15662, 50 pcs
	Kit de extracción según EN 15662, 50 uds
	kit d'extraction selon EN 15662, 50 unit.
	Batch n°: xxxx

