

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de cultivo tratadas estériles

Descripción : Fabricadas con poliestireno cristal virgen USP clase VI en sala limpia de grado 100000. Superficie tratada. Superficie lisa y sin estrías para maximizar el área útil de crecimiento. Esterilizadas por rayos gamma y libres de pirógenos. Tapas incluidas. Envasadas en bolsas resellables de 10 unidades. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación beta

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	Øtapa (mm)	h con tapa (mm)	área crecimiento (cm ²)	unidades por ref.
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Culture dishes, treated, sterile

Description : Manufactured with USP VI crystal class virgin polystyrene in a 100000 grade clean room. Treated surface. Smooth surface which is free from striation to maximize the usable growth area. Sterilized by gamma irradiation and free of pyrogens. Lids included. Packed in resealable bags of 10 units. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



DNase and RNase free



Sterile by beta radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	Ølid (mm)	hwith lid (mm)	growth area (cm ²)	pcs/pack
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de culture cellulaire traitée, stérile

Description : Fabriquée en polystyrène cristal vierge USP de classe VI dans une salle blanche de classe 100 000. Surface traitée. Surface lisse sans strie pour maximiser la surface de croissance utile. Stérilisée par rayons gamma et certifiée exempte de DNase, RNase et pyrogène. Couvercle inclus. Emballée dans sac refermable de 10 unités. [Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici](#)



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation beta

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	Øcouv. (mm)	avec couvercle (mm)	surface de croissance (cm ²)	unités par ref.
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra di coltura trattata sterili

Descrizione : Realizzata con polistirene di vetro vergine USP classe VI in camera bianca di grado 100000. Superficie trattata. Superficie liscia senza imperfezioni per massimizzare l'area di crescita utile. Sterilizzata a raggi gamma e priva di pirogeni. Coperchi inclusi. Confezionata in sacchetti risigillabili da 10 pz. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione beta

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	Øcoperchio (mm)	h con coperchio (mm)	Area di crescita (cm ²)	unità per ref.
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele cultuurplaten

Beschrijving : Vervaardigd uit USP-klasse VI virgen kristal polystyreen in een cleanroom kwaliteit 100000. Behandeld oppervlak. Glad, niet-gestreept oppervlak om het bruikbare groeigebied te maximaliseren. Gesteriliseerd door gammastraling en vrij van pyrogenen. Deksel inbegrepen. Verpakt in hersluitbare zakken van 10 eenheden. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden via www.labbox.com)



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door bètastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis(mm)	Ødeksel (mm)	h met deksel (mm)	groeigebied (cm ²)	stuks per ref.
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Petrischalen, steril

Beschreibung : Aus reinem kristallinem Polystyrolglas, USP Klasse VI, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000. Behandelte Oberfläche. Glatter Boden ohne Rillen zur Maximierung der Wachstumsnutzfläche. Sterilisiert durch Betastrahlen und geprüft pyrogenfrei. Deckel inbegriffen. Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln mit je zehn Stück. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Betastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	ØDeckel (mm)	Hmit Deckel (mm)	Wachstumsfläche (cm ²)	Stückzahl pro Artikel
CCDP-035-960	32.8	37.8	12.5	8.5	960
CCDP-060-600	52,0	58.8	17.8	21.2	600
CCDP-100-300	87.8	95.6	22,0	60.8	300

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CCDP-035-960	28,026	4,4	39269097	08434868055988
CCDP-060-600	51,06	9,3	39269097	08434868055995
CCDP-100-300	74,664	8,9	39269097	08434868056008

PRODUKTFOTO

