

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : TABURETE ALTO DE LABORATORIO**

Descripción : Cinco pies, asiento rotatorio. Material del asiento: Polipropileno, fácil de limpiar. Rango de ajuste de altura del asiento: 59-84 cm. Asiento ajustable mediante elevación de gas. Diámetro del asiento: 33 cm. Base: poliamida negra con fibra de vidrio, diámetro de base: 60 cm. Se entrega sin montar. Garantía 5 años



Producto cubierto por garantía de 5 años frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
LASL-054-001	taburete alto de laboratorio	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

FOTO DEL PRODUCTO

OTROS DATOS TÉCNICOS

<div>DETALLES TÉCNICOS</div><div>-Material del asiento / espalda: Poliuretano antideslizante, fácil de limpiar. Resistente a la</div><div>abrasión y productos de limpieza.</div><div>-Rango de ajuste de altura del asiento: 54 cm - 85 cm.</div><div>-Asiento ajustable mediante elevación de gas.</div><div>-Dimensiones del asiento: Diámetro 33 cm</div><div>-Con reposapiés cromado de 45 cm de diámetro.</div><div>-Base: Poliamida negro con fibra de vidrio - Diámetro 60 cm.</div><div>
</div><div>CERTIFICACIONES:</div><div>Todos los productos cumplen con los estándares de resistencia:</div><div>EN 1728 ENV 12520</div><div>BS EN 1022</div><div>EN 15373</div>

GENERAL INFORMATION

Product name : HIGH LABORATORY STOOL

Description : Five feet, rotating seat. Seat material: polypropylene, easy to clean. Adjustable seat by gas lift: 59-84 cm. Diameter of the seat: 33 cm. Base: black polyamide with fiberglass, base diameter: 60 cm. Delivered unassembled. Warranty 5 year



Product covered by a 5-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
LASL-054-001	high laboratory stool	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

TECHNICAL DETAILS

-Seat / back material: Anti-slip polyurethane, easy to clean. Resistant to abrasion and cleaning products.

-Seat height adjustment range: 54 cm - 85 cm.

-Adjustable seat by gas lift

-Seat dimensions: Diameter 33 cm.

-Footrest: Adjustable / chrome - diameter 45 cm

-Base: Black polyamide with fiberglass - Diameter 60 cm.

CERTIFICATIONS:

All products meet resistance standards:

EN 1728 ENV 12520

BS EN 1022

EN 15373

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TABOURET HAUT DE LABORATOIRE

Description : Cinq pieds, assise giratoire. Matériau assise : polypropylène, facile à nettoyer. Hauteur d'assise réglable par gaz lift entre 59 et 84 cm. Diamètre assise : 33 cm. Matériau base: polyamide noir avec fibre de verre. Diamètre base : 60 cm. A monter. Garantie de 5 ans



Produit couvert par une garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
LASL-054-001	tabouret haut de laboratoire	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

<div>DÉTAILS TECHNIQUES</div><div>-Matériel du siège/ dossier: Polyuréthane antidérapant, facile à nettoyer.
Résistant à</div><div>l'abrasion et aux produits de nettoyage.</div><div>-Plage de réglage de la hauteur du siège: 54 cm -
85 cm.</div><div>-Siège réglable par vérin à gaz.</div><div>-Dimensions du siège: Diamètre 33 cm.</div><div>-Repose-
pieds: Réglable / chrome - diamètre 45 cm</div><div>-Base: Polypropylène noir - Diamètre 60
cm.</div><div>
</div><div>CERTIFICATIONS:</div><div>Tous les produits répondent aux normes
de</div><div>résistance:</div><div>EN 1728 ENV 12520</div><div>BS EN 1022</div><div>EN 15373</div>

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SGABELLO ALTO DA LABORATORIO

Descrizione : Cinque piedini, sedile rotante. Materiale del sedile: polipropilene, facile da pulire. Ampiezza di regolazione dell'altezza del sedile: 59-84 cm. Sedile regolabile con elevazione a gas. Diametro del sedile: 33 cm. Base: poliammide nero con fibra di vetro, diametro base: 60 cm. Viene consegnato non montato. Garanzia di 5 anno



Prodotto coperto da garanzia di 5 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
LASL-054-001	Sgabello alto da laboratorio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : HOGE LABORATORIUMKRUK**

Beschrijving : Vijf poten, draaibare stoel. Materiaal zitting: polypropyleen, eenvoudig te reinigen. Verstelbereik zithoogte: 59-84 cm. Verstelbare stoel d.m.v. gasveer. Diameter van de zitting: 33 cm. Basis: Zwart polyamide met glasvezel, Diameter basis: 60 cm. Wordt ongemonteerd geleverd. 5 jaar garantie



Product met 5 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
LASL-054-001	hoge laboratoriumkruk	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

PRODUKTFOTO

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE DETAILS - Materiaal zitting/rugleuning: Antislip polyurethaan, eenvoudig te reinigen. Bestand tegen schuur- en reinigingsproducten. -Verstelbereik zithoogte: 54 cm - 85 cm. -Verstelbare stoel d.m.v. gasveer. -Afmetingen van de stoel: Diameter 33 cm -Met chromen voetsteun van 45 cm diameter. -Basis: Zwart polyamide met glasvezel - Diameter 60 cm. CERTIFICERINGEN: Alle producten voldoen aan de weerstandsnormen: EN 1728 ENV 12520 BS EN 1022 EN 15373



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LABORHOCKER, HOCH

Beschreibung : Fünf Füße, Drehsitz. Material der Sitzfläche: Polypropylen, einfach zu reinigen. Der Sitz ist höhenverstellbar zwischen 59 und 84 cm. Höhenverstellung durch Gasdruckfeder. Durchmesser der Sitzfläche: 33 cm. Basis: schwarzes Polyamid mit Glasfaser. Basisdurchmesser: 60 cm. Wird nicht montiert geliefert. Garantie 5 Jahre.

5

WARRANTY

Das Produkt unterliegt einer 5-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LASL-054-001	hoher Laborhocker	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LASL-054-001	123	5,20	87149500	08434868059061

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DETAILS - Material der Sitzfläche/Rückenlehne: Rutschfestes Polyurethan, einfach zu reinigen. Beständig gegen Abrieb und Reinigungsmittel. - Sitzfläche ist höhenverstellbar zwischen: 54 cm - 85 cm. - Höhenverstellbar durch Gasfeder. - Maße der Sitzfläche: Durchmesser 33 cm - Mit verchromter Fußstütze mit 45 cm Durchmesser. - Basis: Schwarzes Polyamid mit Glasfaser - 60 cm Durchmesser ZERTIFIIZERUNGEN: Alle Produkte erfüllen die Beständigkeitsstandards: EN 1728 ENV 12520 BS EN 1022 EN 15373