

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estación mural lavaojos DUO

Descripción : Soporte para colgar en pared con dos frascos de solución lava-ojos DUO, pictogramas explicativos del modo de empleo y un pequeño espejo. Especialmente concebido para zonas de trabajo con riesgo de daños oculares por productos químicos o cuerpos extraños. La estación contiene dos frascos que pueden adquirirse también de forma separada: un frasco de 1000 ml de lava-ojos (NaCl 0,9% estéril) y un frasco de 500 ml de solución neutra (tampón fosfato 4,9% estéril). La solución neutra se emplea para neutralizar rápidamente ácidos y bases y debe ser aclarada a continuación con la solución lava-ojos. Las botellas DUO están diseñadas con una boca especial que permite el lavado de ambos ojos al mismo tiempo, son conformes a la normativa CE y tienen fechas de caducidad de entre 2 y 3 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
EYED-S01-001	estación mural completa DUO	1
EYED-SAL-1K0	1000 ml de solución salina, botella DUO	1
EYED-NEU-500	500 ml de solución pH neutro, botella DUO	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DUO Eyewash stationary stand

Description : Wall stand with two DUO eyewash bottles, explanatory pictograms for instructions and a small mirror. Specially designed for work areas with eye damage risks by chemical products or foreign bodies. Includes two bottles available separately for sale: one including 1000 ml of eyewash liquid (sterile NaCl 0.9%) and one including 500 ml of neutral solution (sterile phosphate buffer 4.9%). Neutral solution is to be used to quickly neutralize acids and bases and must be rinsed with the eyewash solution afterwards. The DUO bottles are equipped with a special eye device that allows rinsing both eyes at the same time. According to CE standards and with expiry date from 2 to 3 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
EYED-S01-001	DUO eyewash stationary stand	1
EYED-SAL-1K0	saline solution, 1000 ml, DUO bottle	1
EYED-NEU-500	neutral pH solution, 500 ml, DUO bottle	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Station ouverte murale lave-œil DUO

Description : Support à fixer au mur, composée de deux flacons de solution lave-œil DUO, mode d'emploi avec pictogrammes visuels explicatifs et petit miroir. Spécialement conçue pour zone de travail présentant des risques de blessures oculaires causées par des produits chimiques ou corps étrangers. Contient deux flacons qui peuvent aussi être fournis séparément : un flacon de 1000 ml lave-œil (NaCl 0,9% stérile) et un flacon de 500 ml de solution neutre (tampon phosphate 4,9 % stérile). La solution neutre s'emploie pour neutraliser rapidement les acides et bases et doit se rincer ensuite avec la solution lave-œil. Les bouteilles DUO sont équipées d'un dispositif spécial pour les yeux qui permet le rinçage simultané des deux yeux, est conforme à la norme CE et a une date de péremption entre 2 et 3 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
EYED-S01-001	station ouverte pH neutre DUO	1
EYED-SAL-1K0	1000 ml solution saline, bouteille DUO	1
EYED-NEU-500	500 ml pH neutre, bouteille DUO	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stazione parete per lavaggio oculare DUO

Descrizione : Supporto per appendere a parete con due flaconi di soluzione per lavaggio oculare DUO, pittogrammi esplicativi per l'utilizzo e uno specchietto. Appositamente progettata per aree di lavoro con rischio di lesioni oculari a causa di prodotti chimici o corpi estranei. La stazione contiene due flaconi che possono anche essere acquistati separatamente: un flacone da 1000 ml di collirio (NaCl sterile allo 0,9 %) e un flacone da 500 ml di soluzione neutra (tampone fosfato sterile al 4,9 %). La soluzione neutra si utilizza per neutralizzare rapidamente acidi e basi e deve essere sciacquata subito con la soluzione per il lavaggio oculare. I flaconi DUO sono progettati con una bocca speciale che consente di lavare entrambi gli occhi contemporaneamente, conforme a CE e hanno una data di scadenza compresa tra 2 e 3 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
EYED-S01-001	stazione a parete completa DUO	1
EYED-SAL-1K0	1000 ml di soluzione salina, flacone DUO	1
EYED-NEU-500	500 ml di soluzione a pH neutro, flacone DUO	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Oogspoelstation voor aan de muur DUO

Beschrijving : Steun om aan de muur te hangen met twee flesjes oogspoelmiddel DUO, verklarende pictogrammen van de gebruiksaanwijzing en een kleine spiegel. Speciaal ontworpen voor werkplekken met risico op oogletsel door chemische producten of externe deeltjes. Het station bevat twee flesjes die ook apart verkrijgbaar zijn: een flesje oogspoeling van 1000 ml (steriel 0,9% NaCl) en een flesje van 500 ml neutrale oplossing (steriele 4,9% fosfaatbuffer). De neutrale oplossing wordt gebruikt om zuren en basen snel te neutraliseren en moet daarna worden uitgespoeld met de oogspoeloplossing. De DUO-flessen zijn ontworpen met een speciale opening waardoor beide ogen tegelijkertijd kunnen worden gewassen, voldoen aan de CE-voorschriften en hebben een houdbaarheidsdatum van tussen de 2 en 3 jaar.




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
EYED-S01-001	compleet wandstation DUO	1
EYED-SAL-1K0	1000 ml zoutoplossing, DUO-fles	1
EYED-NEU-500	500 ml neutrale pH-oplossing, DUO-fles	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Augenspülstation, DUO, zum Aufhängen

Beschreibung : Wandhalterung mit zwei DUO-Augenspüllösungen, Piktogrammen mit Erklärungen zur Verwendung und einem kleinem Spiegel. Insbesondere geeignet für Arbeitsbereiche mit einem Risiko für Augenschädigungen durch Chemikalien oder Fremdkörper. Die Station enthält zwei Flaschen, die auch einzeln erworben werden können: eine Flasche mit 1000 ml Augenspüllösung (NaCl 0,9 %, steril) und eine Flasche mit 500 ml pH-neutraler Lösung (Phosphatpuffer 4,9 %, steril). Die pH-neutrale Lösung wird verwendet, um Säuren und Basen schnell zu neutralisieren und sollte danach mit der Augenspüllösung ausgewaschen werden. Die DUO-Flaschen sind mit einem speziellen Hals ausgestattet, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht, sie erfüllen die CE-Richtlinie und haben ein Haltbarkeitsdatum zwischen zwei und drei Jahren.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
EYED-S01-001	komplette Wandstation, DUO	1
EYED-SAL-1K0	1000 ml NaCl-Augenspüllösung, DUO-Flasche	1
EYED-NEU-500	500 ml pH-neutrale Lösung, DUO-Flasche	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EYED-S01-001	1,25	2	33079000	08434868058699
EYED-SAL-1K0	1	1	33079000	08434868058705
EYED-NEU-500	0,5	1	33079000	08434868058682

