

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Refractómetro analógico portátil**

Descripción : Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	tipo	unidades por ref.
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vino	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Vino	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vino	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alcool (AP)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alcool (AP)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Portable Analogue Refractometer**

Description : Analogue hand-held refractometer with Automatic Temperature Compensation (ATC) and high precision. Anti-rolling design, comfortable eyepiece with perfect fit, easy-to-clean prism and protective flap for the prism opening. Measures: Brix grade, Probable Alcohol, specific gravity, Baume grade and KMW grade (Babo). Includes case with screwdriver and pipette. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	type	pcs/pack
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wine	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Wine	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wine	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alcohol (AP)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alcohol (AP)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Réfractomètre analogique portable**

Description : Réfractomètre analogique portable avec compensation automatique de la température et haute précision. Conception anti-bascule, oculaire confortable à ajustement parfait, prisme facile à nettoyer et couvercle de protection pour l'ouverture du prisme. Mesure du degré Brix, de l'alcool probable, de la densité spécifique, du degré Baumé et du degré KMW (Babo). Comprend un étui avec tournevis et pipette. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	type	unités par ref.
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vin	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Vin	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vin	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alcool (AP)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alcool (AP)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Rifrattometro analogico portatile**

Descrizione : Con compensazione automatica della temperatura (ATC) e alta precisione. Design antirollio, oculare confortevole con una perfetta adattabilità, prisma di facile pulizia e aletta protettiva del prisma ad apertura a pressione. Misura del grado Brix, dell'alcool probabile, del peso specifico, del grado Baume e del grado KMW (Babo). Include custodia con cacciavite e pipetta. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	tipo	unità per ref.
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vino	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Vino	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Vino	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alcol (AP)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alcol (AP)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Draagbare analoge refractometer**

Beschrijving : Analoge refractometers met automatische temperatuurcompensatie (ATC) en hoge precisie. Rotatievergrendeling, comfortabel nauwsluitend oculair, gemakkelijk te reinigen prisma en opkliebare prismabeschermingsklep. Meting van Brix-waarde, potentieel alcoholgehalte, soortelijk gewicht, Baumé-graad en KMW-graad (Babo). Inclusief koffer met schroevendraaier en pipet. Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	type	stuks per ref.
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wijn	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Wijn	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wijn	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alcohol (AP)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alcohol (AP)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Refraktometer, analog, tragbar**

Beschreibung : Analoges Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation (CTA) und hoher Präzision. Rotationssperre, bequemes Okular mit hervorragender Einstellung, einfach zu reinigendem Prisma und Prismenschutzklappe mit Drucköffnung. Messungen: Brix-Wert, potentieller Alkoholgehalt, spezifisches Gewicht, Baumé und KMW (Babo). Inklusive Etui mit Schraubenzieher und Pipette. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Typ	Stückzahl pro Artikel
PREF-B20-001	0 - 20 %	0,1%	Brix	1
PREF-B32-001	0 - 32 %	0,2%	Brix	1
PREF-B50-001	0 - 50 %	0,5%	Brix	1
PREF-B82-001	45 - 82 %	0,5%	Brix	1
PREF-B92-001	58 - 92 %	0,2%	Brix	1
PREF-WN1-001	0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wein	1
PREF-WN5-001	0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix	2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 %	Wein	1
PREF-WN7-001	30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix	1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 %	Wein	1
PREF-AL6-001	0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix	0,2 % / 0,2 / 0,2 %	Alkohol (PA)	1
PREF-AL7-001	0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg	0,2 % / 0,001 %	Alkohol (PA)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PREF-B20-001	2	1	90275000	08434868059283
PREF-B32-001	2	1	90275000	08434868059290
PREF-B50-001	2	1	90275000	08434868059306
PREF-B82-001	2	1	90275000	08434868059313
PREF-B92-001	2	1	90275000	08434868059320
PREF-WN1-001	2	1	90275000	08434868059337
PREF-WN5-001	2	1	90275000	08434868059344
PREF-WN7-001	2	1	90275000	08434868059351
PREF-AL6-001	2	1	90275000	08434868059269
PREF-AL7-001	2	1	90275000	08434868059276

PRODUKTFOTO

