

GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable syringes, Luer Lock, sterile

Description : Three-part. With centered Luer Lock (MLL) and elastomere piston for precise dosing. Single packed. EO (Ethylene oxide) sterilized. According to ISO 7886-1, EN 20594-1 and DIN EN ISO 11135-1. Comptatible with Branchia syringe filters. For lab use only, not for medical use. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Jeringa desechable, Luer Lock, estéril

Descripción : De tres piezas. Con Luer Lock (MLL) centrado y pistón elastómero para dosificación precisa. Envasada en bolsa unitaria. Esterilización por óxido de etileno. Conforme a ISO 7886-1, EN 20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibles con los filtros de jeringa Branchia. Exclusivamente para uso de laboratorio, no para uso médico. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Seringue jetable, Luer Lock, stérile

Description : Trois pièces. Cône Luer Lock (MLL) centré et piston élastomère pour un dosage précis. Emballage individuel. Stérilisée par oxyde d'éthylène. Conforme à ISO 17886-1, EN 20594-1 et DIN EN ISO 11135-1. Recommandée pour les filtres de seringue Branchia. Pour usage en laboratoire seulement, n'est pas apte pour usage médical. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Siringa monouso, Luer Lock, sterile**Descrizione :** Composto da tre parti. Con Luer Lock (MLL) centrato e pistone elastomero per una dosificazione precisa. Confezionata in borsa unitaria. Sterilizzazione con ossido di etilene. Conforme a ISO 7886-1, EN20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibili con i filtri per siringhe Branchia. Per uso esclusivo di laboratorio, non per uso medico. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente da www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

FOTO DEL PRODOTTO

