

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Manta calefactora, Dan Logitech**

**Descripción :** Manta calefactora con cuerpo de aleación de aluminio. Diseño y dimensiones optimizadas. Temperatura: hasta 400 °C en la superficie de la manta. Protección incorporada contra derrames de líquidos (excepto en HMDL-2K0-001). Larga vida útil. Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Materiales de larga duración resistentes a la corrosión y al envejecimiento. De fácil manejo. 220 V / 50 Hz. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Heating mantle, Dan Logitech**

**Description :** Heating mantle with aluminum alloy body. Small footprint and optimized design. Temperature: up to 400 °C at the surface. Incorporated protection against liquid spilling (except in HMDL-2K0-001). Long lifespan. Continuous operation. Fast, uniform and safe temperature regulation. Long lasting materials resistant to corrosion and aging. Easy to operate. 220 V / 50 Hz. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Ø x h (mm)	pcs/pack
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Chauffe-ballon Dan Logitech**

**Description :** Chauffe ballon avec corps en alliage d'aluminium. Design et dimensions optimisés. Température : jusqu'à 400 °C à la surface. Protection intégrée contre le déversement des liquides (sauf HMDL-2K0-001). Mode de fonctionnement continu. Régulation rapide, uniforme et sécurisée de la température. Matériaux durables, résistants à la corrosion et au vieillissement assurant ainsi une longue durée de vie. Facile à utiliser. 220 V / 50 Hz. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Ø x h (mm)	unités par ref.
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Mantello riscaldante, Dan Logitech**

**Descrizione :** Mantello riscaldante con corpo in lega di alluminio. Design e dimensioni ottimizzate. Temperatura: fino a 400 °C sulla superficie del mantello. Protezione integrata contro fuoriuscite di liquidi (eccetto in HMDL-2K0-001). Lunga durata. Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura rapida, uniforme e sicura. Materiali di lunga durata resistenti alla corrosione e all'invecchiamento. Di facile utilizzo. 220 V / 50 Hz. Garanzia 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Ø x h (mm)	unità per ref.
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Verwarmingsdeken, Dan Logitech**

**Beschrijving** : Verwarmingsmantel met behuizing van aluminiumlegering. Geoptimaliseerd ontwerp en afmetingen. Temperatuur: tot 400 °C op het oppervlak van de deken. Ingebouwde bescherming tegen morsen van vloeistoffen (behalve HMDL-2K0-001). Lange levensduur. Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Duurzame materialen die bestand zijn tegen corrosie en veroudering. Makkelijk te gebruiken. 220 V / 50 Hz. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	vermogen (W)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Heizhaube, Dan Logitech**

**Beschreibung :** Heizhaube mit Körper aus Aluminiumlegierung. Optimiertes Design und Maße. Temperatur: bis 400 °C auf der Oberfläche der Haube. Integrierter Schutz gegen das Verschütten von Flüssigkeiten (mit Ausnahme von HMDL-2K0-001). Langlebig. Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Langlebige Materialien, beständig gegen Korrosion und Alterung. Einfache Handhabung. 220V/50Hz. Garantie 1 Jahr



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Ø x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
HMDL-100-001	100 ml	150	180 x 175	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HMDL-100-001	12,5	2	84798997	08434868081819

## PRODUKTFOTO

