

GENERAL INFORMATION

Product name : METRIA portable pH meter model M22

Description : Portable pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 °C). Range: -2.00 - 20.00 pH, accuracy ± 0.01 pH. ORP range: $\pm 1,999$ mV, accuracy ± 1 mV. BNC standard connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5mm) for the CAT probe. Up to 3 calibration points according to the USA (pH 4.01, 7.00 and 10.01) or NIST (pH 4.01, 6.86 and 9.18). Backlit LCD screen and auto-off function. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 100 transferable readings via USB interface. Indication of the electrode calibration slope that helps the user to decide when to replace it. Power supply 3x1,5V AA batteries (included) or DC5V adapter. Includes transport case, buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), METRIA PHEL-GB1-001 (maximum service temperature 80 °C) electrode and ATC probe. Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M22-001	pHmeter M22, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,5	90278011	08434868083547

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHmetro portátil METRIA modelo M22

Descripción : Medidor de pH y ORP portátil con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2,00 - 20,00 pH, precisión $\pm 0,01$ pH. Rango redox: ± 1.999 mV, precisión ± 1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3.5mm) para la sonda CAT. Hasta 3 puntos de calibración según USA (pH 4.01, 7.00 y 10.01) o NIST (pH 4.01, 6.86 y 9.18). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazarlo. Alimentación 3x1,5V pilas AA (incluidas) o adaptador DC5V. Incluye maleta de transporte, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C) y sonda CAT. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M22-001	pHmetro M22 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,5	90278011	08434868083547

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-mètre portable METRIA modèle M22

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100°C). Gamme -2.000 – 20.000 pH, précision $\pm 0,01$ pH. Gamme rédox $\pm 1\ 999$ mV, précision ± 1 mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour la sonde ATC. Calibrage en 3 points selon USA (pH 4.01, 7.00 et 10.01) ou NIST (pH 4.01, 6.86 et 9.18). Écran LCD rétro-éclairé. Fonction arrêt automatique. Indicateur de stabilité qui reconnaît la mesure comme stable et mémoire étendue d'une capacité de 100 lectures transférables via interface USB. Indication de la pente de l'électrode pour savoir si le capteur doit être remplacé. Alimentation 3 piles AA 1,5V (inclus) ou adaptateur DC5V. Inclut une mallette de transport, des solutions tampons (pH 4.01, 7.00 et 10.01), une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C) et une sonde ATC. Garantie 2 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M22-001	pH-mètre M22 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,5	90278011	08434868083547

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-metro portatile modello M22

Descrizione : Misuratore di pH e ORP portatile con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -2,00 - 20,00 pH, precisione $\pm 0,01$ pH. Range redox: ± 1.999 mV, precisione ± 1 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3.5mm) per la sonda ATC. Fino a 3 punti di calibrazione secondo USA (pH 4.01, 7.00 e 10.01) o NIST (pH 4.01, 6.86 e 9.18). Display LCD retroilluminato e funzione di spegnimento automatico. Indicatore di stabilità che riconosce la misura come stabile e ampia memoria con capacità di 100 letture trasferibili tramite interfaccia USB. Indicazione della pendenza di calibrazione dell'elettrodo che aiuta l'utente a decidere quando sostituirlo. Alimentazione 3x1,5V batterie AA (incluse) o adattatore DC5V. Include valigetta di trasporto, soluzioni tampone (pH 4,01 e 7,00), elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C) e sonda ATC. Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M22-001	pH-metro M22 con elettrodo e sonda ATC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M22-001	9	1,5	90278011	08434868083547

FOTO DEL PRODOTTO

