

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Papel de filtro cuantitativo endurecido BRANCHIA, velocidad lenta

**Descripción :** Papel endurecido bajo en cenizas (30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 50

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | Ø(mm) | tipo   | unidades por ref. |
|--------------|-------|--------|-------------------|
| BNHS-070-100 | 70    | discos | 100               |
| BNHS-090-100 | 90    | discos | 100               |
| BNHS-110-100 | 110   | discos | 100               |
| BNHS-125-100 | 125   | discos | 100               |
| BNHS-150-100 | 150   | discos | 100               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** BRANCHIA hardened quantitative filter paper, slow flow rate

**Description :** Hardened low ash paper ( 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in a box).  
Equivalence: Whatman 50

## TECHNICAL DATA

| reference    | Ø (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|--------|------|----------|
| BNHS-070-100 | 70     | disk | 100      |
| BNHS-090-100 | 90     | disk | 100      |
| BNHS-110-100 | 110    | disk | 100      |
| BNHS-125-100 | 125    | disk | 100      |
| BNHS-150-100 | 150    | disk | 100      |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier filtre quantitatif durci BRANCHIA, filtration lente**

**Description :** Papier durci à faible teneur en cendres (max 0,015%) pour les travaux quantitatifs qui ne sont pas critiques. Vitesse de filtration lente, avec une excellente rétention des particules très fines, telles que le sulfate de baryum, le sulfure de zinc, etc... Surface durcie et glacée qui rend ce papier approprié pour une utilisation dans l'industrie électronique pour les supports de composants ou de plaques. Grammage 90 g / m<sup>2</sup>, épaisseur 180 µm, temps de filtration 300 s, rétention 2 - 3 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 50

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | Ø (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|--------|------|-----------------|
| BNHS-070-100 | 70     | plat | 100             |
| BNHS-090-100 | 90     | plat | 100             |
| BNHS-110-100 | 110    | plat | 100             |
| BNHS-125-100 | 125    | plat | 100             |
| BNHS-150-100 | 150    | plat | 100             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |

## PHOTO PRODUIT





## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Carta da filtro quantitativa indurita BRANCHIA, velocità bassa**Descrizione :** Carta indurita con basso contenuto di ceneri (30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 50

## DATI TECNICI

| referenza    | Ø(mm) | tipo     | unità per ref. |
|--------------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 70    | standard | 100            |
| BNHS-090-100 | 90    | standard | 100            |
| BNHS-110-100 | 110   | standard | 100            |
| BNHS-125-100 | 125   | standard | 100            |
| BNHS-150-100 | 150   | standard | 100            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : BRANCHIA gehard kwantitatief filterpapier, langzaam filtrerend**

**Beschrijving :** Asarm gehard papier (< 0,015%) voor niet-kritiek kwantitatief werk. Langzame filtratiesnelheid, met uitstekende retentie van zeer fijne deeltjes, zoals bariumsulfaat, zinksulfide, enz. Het geharde en geglaazuurde oppervlak maakt dit papier geschikt voor gebruik in de elektronica-industrie op dragers voor elektronische componenten of platen. Gramgewicht 90 g/m<sup>2</sup>, dikte 180 m, filtratietijd 300 s, retentie 2 - 3 µm, natte barststerkte >30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 50

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | Ø(mm) | type     | stuks per ref. |
|--------------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 70    | schijven | 100            |
| BNHS-090-100 | 90    | schijven | 100            |
| BNHS-110-100 | 110   | schijven | 100            |
| BNHS-125-100 | 125   | schijven | 100            |
| BNHS-150-100 | 150   | schijven | 100            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, gehärtet, langsam filtrierend**

**Beschreibung :** Gehärtetes Papier mit niedrigem Aschegehalt (<0,015 %) für nicht-kritische quantitative Arbeiten. Langsame Filtrationsgeschwindigkeit, mit hervorragender Retention von sehr feinen Partikeln wie Bariumsulfat, Zinksulfid usw. Durch die gehärtete und glasierte Oberfläche ist das Papier geeignet für die Nutzung in der Elektroindustrie, in elektronischen Komponententrägern oder Platinen. Grammatur 90 g/m<sup>2</sup>, Dicke 180 µm, Filtrationszeit 300 s, Retention 2 - 3 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand >30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 50.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø(mm) | Typ        | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-------|------------|-----------------------|
| BNHS-070-100  | 70    | Rundfilter | 100                   |
| BNHS-090-100  | 90    | Rundfilter | 100                   |
| BNHS-110-100  | 110   | Rundfilter | 100                   |
| BNHS-125-100  | 125   | Rundfilter | 100                   |
| BNHS-150-100  | 150   | Rundfilter | 100                   |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| BNHS-070-100 | 0,1922  | 0,051 | 48232000 | 08434868062146 |
| BNHS-090-100 | 0,331   | 0,086 | 48232000 | 08434868062153 |
| BNHS-110-100 | 0,5472  | 0,117 | 48232000 | 08434868062160 |
| BNHS-125-100 | 0,5868  | 0,148 | 48232000 | 08434868062177 |
| BNHS-150-100 | 0,7219  | 0,19  | 48232000 | 08434868062184 |

## PRODUKTFOTO





