

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Papel de filtro cualitativo BRANCHIA, velocidad lenta**

Descripción : Papel bajo en cenizas (< 0,06%). La velocidad de filtración es lenta, adecuada para filtración de partículas finas. Se utiliza en condiciones difíciles de filtración, precipitados extra-finos, sulfato de bario y óxido de cobre, así como para la clarificación de suspensiones turbias. Especificado para la clarificación del vino. Gramaje 85 g/m², espesor 170 µm, tiempo de filtración 300 s, retención 3 - 5 µm, caudal de aire 93 s/100 ml/in², Herzberg 2500 s/100 ml, resistencia al estallido en húmedo > 30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 5

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BLDS-070-100	70	discos	100
BLDS-090-100	90	discos	100
BLDS-110-100	110	discos	100
BLDS-125-100	125	discos	100
BLDS-150-100	150	discos	100
BLDS-185-100	185	discos	100
BLDS-240-100	240	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA qualitative filter paper, low flow rate

Description : Low ash paper (< 0.06%). Low flow rate, suitable for fine particle filtration. It is used in difficult filtration conditions, extra-fine precipitates, barium sulfate and copper oxide, as well as for the clarification of cloudy suspensions. Specified for wine clarification. Weight 85 g / m², thickness 170 µm, filtration time 300 s, retention 3 - 5 µm, air flow 93 s / 100 ml / in², Herzberg 2500 s / 100 ml, wet bursting strength > 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 5

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLDS-070-100	70	disk	100
BLDS-090-100	90	disk	100
BLDS-110-100	110	disk	100
BLDS-125-100	125	disk	100
BLDS-150-100	150	disk	100
BLDS-185-100	185	disk	100
BLDS-240-100	240	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre qualitatif BRANCHIA, filtration lente

Description : Papier à faible teneur en cendres (max 0,06%). Vitesse de filtration lente et adéquate pour la filtration de fines particules. Utilisé dans des conditions de filtration difficiles, précipités extra-fins, sulfate de baryum et oxyde de cuivre, ainsi que pour la clarification de suspensions troubles. Conçu spécialement pour la clarification du vin. Grammage 85 g / m², épaisseur 170 µm, temps de filtration 300 s, rétention 3 - 5 µm, débit d'air 93 s / 100 ml / po, Herzberg 2500 s / 100 ml, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 5

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLDS-070-100	70	plat	100
BLDS-090-100	90	plat	100
BLDS-110-100	110	plat	100
BLDS-125-100	125	plat	100
BLDS-150-100	150	plat	100
BLDS-185-100	185	plat	100
BLDS-240-100	240	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro qualitativa BRANCHIA per uso comune, velocità bassa

Descrizione : Carta con basso contenuto di ceneri (< 0,06%). La velocità di filtrazione è bassa, adatto per filtrare le particelle fini. Viene utilizzata in condizioni di filtrazione difficili, precipitati extra-fini, solfato di bario e ossido di rame, così come per la chiarificazione delle sospensioni torbide. Progettata specialmente per chiarificazioni di vino.

Grammatura 85 g/m², spessore 170 µm, tempo di filtrazione 300 s, ritenzione 3 - 5 µm, flusso d'aria 93 s/100 ml/in², Herzberg 2500 s/100 ml, resistenza allo scoppio bagnato > 30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 5

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BLDS-070-100	70	standard	100
BLDS-090-100	90	standard	100
BLDS-110-100	110	standard	100
BLDS-125-100	125	standard	100
BLDS-150-100	150	standard	100
BLDS-185-100	185	standard	100
BLDS-240-100	240	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA kwalitatief filterpapier, langzaam filtrerend

Beschrijving : Papier met laag asgehalte (< 0,06%). De filtratiesnelheid is traag, geschikt voor het filteren van fijne deeltjes. Wordt gebruikt in moeilijke filtratieomstandigheden, extra fijne precipitaten, bariumsulfaat en koperoxide, en voor de klaring van troebele suspensies. Gespecificeerd voor wijnklaring. Gramgewicht 85 g/m², dikte 170 µm, filtratietijd 300 s, retentie 3 - 5 µm, luchtstroom 93 s/100 ml/in², Herzberg 2500 s/100 ml, natte barststerkte > 30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 5

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BLDS-070-100	70	schijven	100
BLDS-090-100	90	schijven	100
BLDS-110-100	110	schijven	100
BLDS-125-100	125	schijven	100
BLDS-150-100	150	schijven	100
BLDS-185-100	185	schijven	100
BLDS-240-100	240	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, qualitativ, langsam filtrierend

Beschreibung : Papier mit niedrigem Aschegehalt (< 0,06 %). Die langsame Filtrationsgeschwindigkeit ist geeignet für die Filtration von feinen Partikeln. Verwendet unter schwierigen Filtrationsbedingungen, für extrafeine Präzipitate, Bariumsulfat, Kupferoxid sowie für die Filtration von trüben Suspensionen. Insbesondere geeignet für die Filtration von Wein. Grammatur 85 g/m², Dicke 170 µm, Filtrationszeit 300 s, Retention 3 - 5 µm, Luftstrom 93 s/100 ml/in², Herzberg 2500 s/100 ml, Berstfestigkeit im nassen Zustand > 30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 5.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BLDS-070-100	70	Rundfilter	100
BLDS-090-100	90	Rundfilter	100
BLDS-110-100	110	Rundfilter	100
BLDS-125-100	125	Rundfilter	100
BLDS-150-100	150	Rundfilter	100
BLDS-185-100	185	Rundfilter	100
BLDS-240-100	240	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDS-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062771
BLDS-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062788
BLDS-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062795
BLDS-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062801
BLDS-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062818
BLDS-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062825
BLDS-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062832

