

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Cápsula de evaporación de PTFE, forma baja

**Descripción :** Fabricado en PTFE puro con un acabado interno liso. Químicamente inerte, utilizable hasta 280 °C



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Evaporating dish, low form, PTFE

**Description :** Manufactured from pure PTFE with a smooth internal finish. Chemically inert, usable at up to 280 °C



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Capsule d'évaporation, forme basse, en PTFE**Description :** En PTFE pur avec finition intérieure lisse. Chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280 °C

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Capsula di evaporazione di PTFE, forma bassa**Descrizione :** Realizzata in PTFE puro con finitura liscia interna. Chimicamente inerte, utilizzabile fino a 280 °C

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Indampschaal van PTFE, laag**Beschrijving** : Vervaardigd van puur PTFE met een gladde interne afwerking. Chemisch inert, bruikbaar tot 280 °C

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Abdampfschale aus PTFE, niedrige Form****Beschreibung :** Aus reinem PTFE mit geglätteter innerer Oberfläche. Chemisch inert, bis 280 °C verwendbar.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,1	0,54	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,064	0,075	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,5	0,16	39269097	08434868062948

## PRODUKTFOTO

