

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Gradilla de PP para tubos de centrifuga

Descripción : Para tubos de fondo cónico. Aplilables. Congelable hasta -80 °C. Marcadas con números para la identificación



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
CTRK-015-001	34	152	127	para 5 x 5 tubos de 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	para 5 x 5 tubos de 50 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Rack for centrifuge tubes, PP**Description :** For conical bottom tubes. Stackable. Freezable down to -80 °C. Marked with numbers for identification

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	type	pcs/pack
CTRK-015-001	34	152	127	for 5 x 5 tubes of 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	for 5 x 5 tubes of 50 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir en PP pour tubes à centrifuger**Description :** Pour les tubes à fond conique. Empilable. Congelable à -80 °C. Marqué avec des numéros pour l'identification

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
CTRK-015-001	34	152	127	pour 5 x 5 tubes de 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	pour 5 x 5 tubes de 50 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portaprovette di PP per provette di centrifuga**Descrizione :** Per provette con fondo conico. Impilabile. Congelabile fino a -80 °C. Con identificativo numerico

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
CTRK-015-001	34	152	127	per 5 x 5 provette di 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	per 5 x 5 provette di 15 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rek van PP voor centrifugebuizen**Beschrijving :** Voor buisjes met conische bodem. Stapelbaar. Invriesbaar tot -80 °C. Gemarkeerd met nummers voor identificatie

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
CTRK-015-001	34	152	127	voor 5 x 5 buizen van 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	voor 5 x 5 buizen van 50 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Reagenzglasständer aus PP, für Zentrifugenröhrchen**Beschreibung :** Für Probenröhrchen mit konischem Boden. Stapelbar. Gefrierbar bis -80 °C. Zur einfachen Identifizierung mit Nummern markiert.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CTRK-015-001	34	152	127	für 5 x 5 Röhrchen mit 15 ml	1
CTRK-050-001	34	230	193	für 5 x 5 Röhrchen mit 50 ml	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTRK-015-001	0,6563	0,05	39269097	08434868062993
CTRK-050-001	1,5093	0,1	39269097	08434868063006

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.