

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : KITS DE COLORANTES PARA MICROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA**

Descripción : Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles. Reactivos en formato de 50 ml

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	n° tests / caja	unidades por ref.
ABLU-KA2-100	Acián, azul pH 1 / Detección específica de mucinas altamente acídicas	100	1
ABLU-KA3-100	Acián, azul pH 2.5 / Detección de mucinas acídicas	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Rojo Congo / Detección de amiloide	100	1
TRIC-KML-100	Mallory, Tricrómico / Tinción de tejido conectivo	100	1
TRIC-KMA-100	Masson, Tricrómico estándar / Detección de fibras de colágeno en tejido	100	1
ORCE-KFB-100	Orceína / Tinción selectiva para identificar la proteína elastina	100	1
PANO-KPR-100	Panóptico rápido / Tinción diferencial para células de la sangre	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Tinción de polisacáridos en tejidos	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Tricrómico / Detección de tejido elástico anormal	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, Hematoxilina / Tinción nuclear resistente a la decoloración por soluciones ácidas	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (micobacterias)	100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : DYES AND STAINS KITS FOR MICROBIOLOGY AND PATHOLOGY**

Description : Ready-to-use solutions of some of the most widely used stains in the fields of histopathology, microbiology and hematology. Labkem dye kits are fast and easy to use, ensuring reproducible results. Reagents in 50 ml format

TECHNICAL DATA

reference	type	n° tests / pack	pcs/pack
ABLU-KA2-100	Alcian, Blue pH 1 / Detection of highly acidic mucins only	100	1
ABLU-KA3-100	Alcian, Blue pH 2.5/ Detection of acidic mucins	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Congo Red / Detection of amyloid	100	1
TRIC-KML-100	Mallory, Trichrome / Coloration of connective tissue	100	1
TRIC-KMA-100	Masson, Trichrome Standard / Detection of collagen fibers in tissues	100	1
ORCE-KFB-100	Orcein / Selective staining method for identifying elastin protein	100	1
PANO-KPR-100	Panoptic, rapid / Differential staining method for blood cells	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Detection of polysaccharides in tissues	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Trichrome /Detection of abnormal elastic tissue	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, Hematoxylin / Nuclear staining resistant to decolorization by acidic staining solutions	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identification of acid-fast organisms, mainly Mycobacteria	100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : KIT DE COLORANTS POUR MICROBIOLOGIE ET PATHOLOGIE

Description : Solutions prêtes à l'emploi pour les colorations les plus utilisées en histopathologie, microbiologie et hématologie. Kits faciles et rapides à utiliser. Résultats reproductibles. Réactifs au format 50 ml

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	n° tests / lot	unités par ref.
ABLU-KA2-100	Alcian, Bleu pH 1 / Détection spécifique des mucines très acides	100	1
ABLU-KA3-100	Alcian, Bleu pH 2.5 / Détection des mucines acides	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Congo Rouge / Détection de l'amyloïde	100	1
TRIC-KML-100	Mallory, Trichrome / Coloration de tissu conjonctif	100	1
TRIC-KMA-100	Masson, Trichrome standard / Détection de fibres de collagène tissulaire	100	1
ORCE-KFB-100	Orcéine / Méthode de coloration sélective pour l'identification de la protéine élastine	100	1
PANO-KPR-100	Panoptique rapide / Coloration différentielle des cellules sanguines	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Coloration des polysaccharides dans les tissus	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Trichrome / Détection des tissus élastiques anormaux	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, Hématoxyline / Coloration nucléaire résistant à la décoloration par solutions acides	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identification des bactéries acido-alcoolo-résistantes (mycobactéries)	100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : KIT DI COLORANTI PER MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA

Descrizione : Soluzioni pronte per l'uso di alcune delle colorazioni più utilizzate nei campi dell'istopatologia, microbiologia ed ematologia. I kit di colorazione Labkem sono veloci e facili da usare, garantendo risultati riproducibili. Reagenti in formato da 50 ml

DATI TECNICI

referenza	tipo	n° tests conf.	unità per ref.
ABLU-KA2-100	Alcian, blu pH 1 / Rilevamento specifica di mucine altamente acide	100	1
ABLU-KA3-100	Alcian, blu pH 2.5 / Rilevamento di mucine acide	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Rosso Congo / Rilevamento di amiloide	100	1
TRIC-KML-100	Mallory, Tricromica / Colorazione del tessuto connettivo	100	1
TRIC-KMA-100	Masson, Tricromica standard / Rilevamento di fibre di collagene su tessuto	100	1
ORCE-KFB-100	Orceina / Colorazione selettiva per identificare la proteina elastina	100	1
PANO-KPR-100	Panottica rapida / Colorazione differenziale per cellule del sangue	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Colorazione di polisaccaridi	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson, Tricromica / Rilevamento di tessuto elastico anormale	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, Ematossilina/ Colorazione nucleare resistente alle decolorazioni per soluzioni acide	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identificazione di batteri acido resistenti (micobatteri)	100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : KITS MET KLEURSTOFFEN VOOR MICROBIOLOGIE EN PATHOLOGIE

Beschrijving : Kant-en-klare bereide oplossingen van enkele van de meest gebruikte kleurstoffen op het gebied van histopathologie, microbiologie en hematologie. De Labkem kleurstoffenkits zijn snel en gemakkelijk te gebruiken en garanderen reproduceerbare resultaten. Reagentia in formaat van 50 ml

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	aant. tests / doos	stuks per ref.
ABLU-KA2-100	Alciaanblauw pH 1 / Specifieke detectie van zeer zure mucinen	100	1
ABLU-KA3-100	Alciaanblauw pH 2,5 / Detectie van zure mucinen	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Congorood / amyloïdedetectie	100	1
TRIC-KML-100	Mallory, trichroom/bindweefselkleuring	100	1
TRIC-KMA-100	Masson, standaard trichroom / Detectie van collageenvezels in weefsel	100	1
ORCE-KFB-100	Orceïne / Selectieve kleuring om het eiwit elastine te identificeren	100	1
PANO-KPR-100	Snelle panoptische / differentiële kleuring voor bloedcellen	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Polysacharidekleuring in weefsels	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson, trichroom / Detectie van abnormaal elastisch weefsel	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, hematoxyline / Nucleaire kleuring die bestand is tegen verkleuring door zure oplossingen	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identificatie van zuurvaste bacteriën (mycobacteriën)	100	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FÄRBEKITS FÜR DIE MIKROBIOLOGIE UND PATHOLOGIE

Beschreibung : Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle Reagenzien im 50 ml Format.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Anzahl Tests/Schachtel	Stückzahl pro Artikel
ABLU-KA2-100	Alcianblau pH 1 / spezifische Detektion stark saurer Muzine	100	1
ABLU-KA3-100	Alcianblau pH 2,5 / Detektion saurer Muzine	100	1
CONG-KHI-100	Highman, Kongorot / Detektion von Amyloiden	100	1
TRIC-KML-100	Mallory-Trichom / Bindegewebsfärbung	100	1
TRIC-KMA-100	Masson-Standardtrichom / Detektion von Kollagenfasern in Gewebe	100	1
ORCE-KFB-100	Orcein / selektive Färbung zur Identifizierung von Elastin	100	1
PANO-KPR-100	Panoptisches Schnellfärbemittel / Differenzialfärbung für Blutzellen	100	1
SCHF-K01-100	Periodic Acid-Schiff (P.A.S.) / Polysaccharid-Färbung in Gewebe	100	1
TRIC-KVG-100	Van Gieson-Trichom / Erkennung von anormalem elastischem Gewebe	100	1
HEMA-KWE-100	Weigert, Hämatoxilin / Zellkernfärbung, resistent gegen die Dekoloration durch Säure	100	1
FUCH-KZN-100	Ziehl-Neelsen / Identifizierung von säurefesten Bakterien (Mikrobakterien)	100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,542	0,36	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,542	0,34	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,15	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,15	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,864	0,81	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,15	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,15	32041300	08434868081611
SCHF-K01-100	3,542	0,48	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,542	0,47	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,15	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	4,356	0,82	32041300	08434868081659

PRODUKTFOTO

