

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tiras de microtubos para PCR

Descripción : Tiras de 8 tubos de pared fina para PCR optimizadas para todos los modelos de termociclador. Fabricadas en polipropileno USP VI. Libre de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Color natural. Envasadas en bolsas de 12 unidades



Esterilizable en autoclave a 121°



Libre de DNasa y RNasa

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PCRS-0S8-120	0,2 ml	incluye tira de 8 tapones	12 x 10
PCRS-0A8-120	0,2 ml	con tapones individuales	12 x 10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-0S8-120	3500	0,15	39269097	08434868081970
PCRS-0A8-120	3500	0,15	39269097	08434868081987

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : PCR tube strips

Description : Strip of 8 tubes for PCR, optimized for all thermocycler models. Made of polypropylene USP VI. Human DNA free and certified DNase, RNase and PCR-inhibitors free. Natural colour. Packed in bags of 12 pcs each



Autoclavability



DNAsa and RNAsa free

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PCRS-0S8-120	0,2 ml	cap strips included	12 x 10
PCRS-0A8-120	0,2 ml	individual attached caps	12 x 10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-0S8-120	3500	0,15	39269097	08434868081970
PCRS-0A8-120	3500	0,15	39269097	08434868081987

PRODUCT PHOTO



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Strip di microprovette per PCR

Descrizione : Strip di 8 provette a parete sottile per PCR ottimizzata per tutti i modelli di termociclatore. Realizzata in polipropilene USP VI. Privo di DNA umano e certificato privo di DNasa, RNasa e inibitori di PCR. Colore naturale. Comprende uno strip di 8 tappi piatti in sacchetto da 120 pezzi. Confezionata in sacchetti da 12 unità



Autoclavabile



Certificati come prive di DNase e RNase

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PCRS-0S8-120	0,2 ml	include strip di 8 tappi	12 x 10
PCRS-0A8-120	0,2 ml	con tappi individuali	12 x 10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-0S8-120	3500	0,15	39269097	08434868081970
PCRS-0A8-120	3500	0,15	39269097	08434868081987

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PCR-microbuisenstrips

Beschrijving : Strips van 8 dunwandige PCR-buizen, geschikt voor alle thermische cycler-modellen. Vervaardigd uit USP VI polypropyleen. Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers. Kleurloos. Verpakt in zakken van 12 eenheden



Autoclaveerbaar



Vrij van DNase en RNase

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PCRS-0S8-120	0,2 ml	voor PCR, bevat strip voor 8 doppen	12 x 10
PCRS-0A8-120	0,2 ml	voor PCR, met individuele doppen	12 x 10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-0S8-120	3500	0,15	39269097	08434868081970
PCRS-0A8-120	3500	0,15	39269097	08434868081987

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PCR-Streifen

Beschreibung : Streifen mit acht dünnwandigen Mikroreaktionsgefäßen für die PCR, optimiert für alle Thermocycler-Modelle. Aus Polypropylen USP VI. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei. Farblos. Verpackt in Beuteln mit je zwölf Stück. Autoklavierbar.



Autoklavierbar



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahlpro Artikel
PCRS-0S8-120	0,2 ml	mit Deckelstreifen (8 Deckel)	12 x 10
PCRS-0A8-120	0,2 ml	mit Einzeldeckeln	12 x 10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-0S8-120	3500	0,15	39269097	08434868081970
PCRS-0A8-120	3500	0,15	39269097	08434868081987

PRODUKTFOTO

