

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : dNEAT Kit de purificación de PCR

Descripción : El dNEAT kit de purificación PCR proporciona un método altamente eficiente para aislar y purificar el ADN de amplicones de mezclas de reacción. Las columnas contienen una membrana que permite la unión del ADN en presencia de sales caotrópicas y la eliminación de contaminantes. El kit contiene: tampón A1, tampón A2, solución de lavado y 50 columnas

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
PURK-PCR-050	50	purificación de ADN de PCR	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : dNEAT PCR Purification Kit

Description : The dNEAT PCR Purification Kit provides a highly efficient method to isolate and purify DNA from amplicons of reaction mixtures. The columns contain a membrane that allows DNA binding in presence of chaotropic salts and the removal of contaminants. The kit contains: Buffer A1, buffer A2, Washing solution and 50 columns

TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
PURK-PCR-050	50	PCR DNA purification	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : dNEAT Kit de purification de PCR

Description : Méthode extrêmement efficace pour isoler et purifier l'ADN d'amplicons de mélanges réactionnels. Membrane des colonnes permettant la liaison de l'ADN en présence de sels chaotropiques et l'élimination des contaminants. Contient : tampon A1, tampon A2, solution de lavage et 50 colonnes

DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
PURK-PCR-050	50	purification d'ADN de PCR	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : dNEAT Kit di purificazione di PCR

Descrizione : Il dNEAT kit di purificazione PCR fornisce un metodo altamente efficiente per isolare e purificare il DNA da ampliconi di miscele di reazione. Le colonne contengono una membrana che consente il legame del DNA in presenza di sali caotropici e l'eliminazione di contaminanti. Il kit contiene: tampone A1, tampone A2, soluzione lavaggio e 50 colonne

DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
PURK-PCR-050	50	purificazione di ADN di PCR	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : dNEAT PCR-zuiveringskit

Beschrijving : De dNEAT-zuiveringskit-PCR biedt een zeer efficiënte methode om amplificatie-DNA uit reactiemengsels te isoleren en te zuiveren. De kolommen bevatten een membraan dat zowel DNA-binding in aanwezigheid van chaotropische zouten als de verwijdering van verontreinigende stoffen mogelijk maakt. De kit bevat: buffer A1, buffer A2, reinigingsoplossing en 50 kolommen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
PURK-PCR-050	50	PCR-DNA-zuivering	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : dNEAT PCR-Aufreinigungskit**Beschreibung :**

Das PCR-Aufreinigungskit dNEAT bietet ein hocheffizientes Verfahren, um die DNA der Amplifikate aus der Reaktionsmischung zu isolieren und aufzureinigen. Die Säulen verfügen über eine Membran, die die DNA-Bindung unter Anwesenheit von chaotropen Salzen sowie die Elimination kontaminierender Stoffe erlaubt. Das Kit enthält: Puffer A1, Puffer A2, Waschlösung und 50 Säulen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PURK-PCR-050	50	DNA-Aufreinigung, PCR	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PCR-050	3,42	0,295	38229000	08434868082175

PRODUKTFOTO

