

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Kit de ensayo con gen reportero luciferase

Descripción : Kit de ensayo con gen reportero luciferase es un método preciso y sencillo para estudiar la regulación y función del gen reportero en líneas celulares transformadas. El método consiste en la oxidación de la luciferina por la enzima. El kit contiene: coenzima A, ATP y luciferina



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
LUCI-001-100	100	de Photinus pyralis	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Luciferase Reporter Assay Kit

Description : The Luciferase Reporter Assay Kit is an accurate and easy method for studying gene reporter regulation and function in transformed cell lines. The method consists of the oxidation of the luciferin by the enzyme. The kit contains: coenzyme A, ATP and luciferin



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
LUCI-001-100	100	from Photinus pyralis	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit de test gène rapporteur Luciférase

Description : Méthode précise et simple d'étude de la régulation du gène rapporteur Luciférase et de sa fonction dans les lignées cellulaires transformées. La méthode consiste en l'oxydation de la luciférine par l'enzyme. Contient : coenzyme A, ATP et luciférine



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
LUCI-001-100	100	de Photinus pyralis	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Kit per test con gene reporter luciferasi

Descrizione : Kit di test con gene reporter luciferasi è un metodo preciso e semplice per studiare la regolazione e la funzione del gene reporter in linee cellulari trasformate. Il metodo consiste nell'ossidazione della luciferina da parte dell'enzima. Il kit contiene: coenzima A, ATP e luciferina



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
LUCI-001-100	100	di Photinus pyralis	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Reageerkit met gen reportero luciferase

Beschrijving : De Luciferase Reporter Gene Testkit is een nauwkeurige en eenvoudige methode om de regulatie en functie van reportergenen in getransformeerde cellijnen te bestuderen. De methode bestaat uit de oxidatie van luciferine door het enzym. De kit bevat: co-enzym A, ATP en luciferine



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
LUCI-001-100	100	van Photinus pyralis	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Testkit mit dem Reporter gen Luciferase

Beschreibung : Das Testkit mit dem Reporter gen Luciferase ermöglicht ein präzises und einfaches Verfahren, um die Regulation und Funktion des Reporter gens in transformierten Zelllinien zu untersuchen. Das Verfahren besteht aus der Oxidation des Luciferins durch das Enzym. Das Kit enthält: Coenzym A, ATP und Luciferin.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LUCI-001-100	100	aus Photinus pyralis	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LUCI-001-100			38229000	08434868082205

PRODUKTFOTO

