

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MasterMix qLUMEN para qPCR (2x) con sonda

Descripción : La MasterMix qLUMEN con sonda ofrece un rendimiento excepcional para PCR en tiempo real. Se basa en el análisis basado en la sonda TaqMan®. Incluye todos los componentes necesarios para reacciones qPCR, excepto los cebadores y la plantilla



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ alto, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ bajo, 100 rxn	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : qLUMEN Mastermix for qPCR (2x) with probe**Description :** The qLUMEN Probe MasterMix offers exceptional performance for real-time PCR. It is based on the TaqMan® Probe-based analysis. Includes all the components required for running qPCR reactions except for primers and template

Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	high ROX™, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	low ROX™, 100 rxn	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MasterMix qLUMEN pour qPCR (2x), avec sonde**Description :** Offre des performances exceptionnelles pour la PCR en temps réel. Basé sur l'analyse de sonde TaqMan®. Contient tous les composants nécessaires aux réactions qPCR, à l'exception des amorces et de la matrice

Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ haut, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ bas, 100 rxn	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MasterMix qLUMEN per qPCR (2x) con sonda

Descrizione : Il Mastermix qLUMEN con sonda offre prestazioni eccezionali per PCR in tempo reale. Si basa sull'analisi della sonda TaqMan®. Include tutti i componenti necessari per reazioni qPCR, ad eccezione dei primer e del modello



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ alto, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ basso, 100 rxn	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MasterMix qLUMEN voor qPCR (2x) met sensor**Beschrijving :** De MasterMix qLUMEN met sensor biedt uitzonderlijke prestaties voor realtime PCR. Gebaseerd op analyse met de TaqMan®-sensor. Bevat alle componenten die nodig zijn voor qPCR-reacties, behalve primers en sjabloon

Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ hoog, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ laag, 100 rxn	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : qPCR-Mastermix qLUMEN (2x) mit Sonde

Beschreibung : Der Mastermix qLUMEN mit Sonde bietet eine herausragende Leistung für PCR in Echtzeit. Basierend auf der Analyse mit einer TaqMan®-Sonde. Beinhaltet alle notwendigen Komponenten für qPCR-Reaktionen, mit Ausnahme von Primern und Template.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
QPCR-PHR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ hoch, 100 rxn	1
QPCR-PLR-001	2 x 1,25 ml	ROX™ niedrig, 100 rxn	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QPCR-PHR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082328
QPCR-PLR-001	0,001	0,0003	38229000	08434868082335

PRODUKTFOTO

