

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cartuchos de extracción de celulosa BRANCHIA

Descripción : Fabricados en celulosa de algodón pura, neutra, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante que pueda provocar contaminación de la muestra

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	Øexterior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Thimbles for soxhlet extractors BRANCHIA

Description : Made of pure cellulose, neutral cotton, without fat, without any type of binder resin that could contaminate the sample

TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Øouter (mm)	h (mm)	pcs/pack
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cartouche d'extraction de cellulose BRANCHIA**Description :** Fabriquée en cellulose de coton pure neutre, sans graisse et sans aucun type de résine agglomérante pouvant provoquer une contamination de l'échantillon

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Ditale per estrazione in cellulosa BRANCHIA**Descrizione :** Realizzato in pura cellulosa di cotone, neutra, senza grassi e senza alcun tipo di resina agglomerante che possa provocare una contaminazione del campione

DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	Øesterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Cellulose-extractiehulzen BRANCHIA

Beschrijving : Vervaardigd van pure, neutrale, vetvrije katoencellulose en zonder enige vorm van bindmiddelhars die verontreiniging van het monster zou kunnen veroorzaken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ (mm)	buitenØ (mm)	h (mm)	stuks per ref.
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Extraktionshülsen aus Cellulose, BRANCHIA

Beschreibung : Aus reiner Baumwollcellulose, neutral, ohne Fette und Bindemittel, die eine Kontamination der Probe verursachen könnten.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øinnen (mm)	Øaußen (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
BXTH-18A-025	18	20	55	25
BXTH-19C-025	19	21	90	25
BXTH-22A-025	22	24	60	25
BXTH-22B-025	22	24	80	25
BXTH-25B-025	25	27	80	25
BXTH-26A-025	26	28	60	25
BXTH-27B-025	27	29	80	25
BXTH-28B-025	28	30	80	25
BXTH-28C-025	28	30	100	25
BXTH-30B-025	30	32	80	25
BXTH-30C-025	30	32	100	25
BXTH-33B-025	33	35	80	25
BXTH-33C-025	33	35	100	25
BXTH-33G-025	33	35	118	25
BXTH-37D-025	37	39	130	25
BXTH-41H-025	41	43	123	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BXTH-18A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087507
BXTH-19C-025	1,21	0,14	48232000	08434868087514
BXTH-22A-025	1,33	0,1	48232000	08434868087521
BXTH-22B-025	1,33	0,12	48232000	08434868087538
BXTH-25B-025	2	0,16	48232000	08434868087545
BXTH-26A-025	1,64	0,14	48232000	08434868087552
BXTH-27B-025	2,3	0,175	48232000	08434868087569
BXTH-28B-025	2,69	0,19	48232000	08434868087576
BXTH-28C-025	2,94	0,21	48232000	08434868087583
BXTH-30B-025	2,72	0,17	48232000	08434868087590
BXTH-30C-025	3,13	0,23	48232000	08434868087606
BXTH-33B-025	2,92	0,21	48232000	08434868087613
BXTH-33C-025	3,73	0,27	48232000	08434868087620
BXTH-33G-025	4,57	0,3	48232000	08434868087637
BXTH-37D-025	5,6	0,37	48232000	08434868087644
BXTH-41H-025	6,83	0,39	48232000	08434868087651

PRODUKTFOTO

