

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : *BALANZA ANALÍTICA SEMIMICRO, AS PLUS**

Descripción : Las balanzas analíticas y semimicro de la serie AS PLUS están en el segmento estándar-alto, siendo las que mejor relación calidad/prestaciones/precio tienen del mercado. Aplicaciones: cuenta piezas, densidad, %, pesaje por debajo, control +/-, procesos GLP; bases de datos de operarios, productos, pesadas, etc. Memoria Alibi. Espaciosa cabina con sencillo sistema de montaje y opción de recubrimiento antiestático (balanzas con precisión de 0.01 mg), indicador de nivel, pantalla LCD retroiluminada. Conectividad: RS-232, 2 x USB-A (lateral y trasero), 1 x USB-C (trasero), conector Kensington™ y opción de WI-FI. 2 versiones disponibles: calibración externa y calibración interna. Dimensiones externas (L x A x H): 351 x 205,5 x 348 mm. La balanza se entrega con manual de instrucciones, carta de garantía, CD con manual de usuario, drivers para conexión a PC y un Quality Test Report. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años. Plazo de entrega: 10 a 20 días



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	calibración	unidades por ref.
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	externa	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	interna	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interna	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interna	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702



GENERAL INFORMATION**Product name : *ANALYTICAL AND SEMIMICRO BALANCE, AS PLUS**

Description : Analytical balances series AS are in the standard-high segment. The best value for money and features available. Applications: parts counting, specific density, %, below balance weighing, check weighing, GLP procedures, data bases of: users, products, weighments, etc. ALIBI memory. Spacious weighing chamber with easy mounting sytem and antistatic coating option (for scales with an accuracy of 0.01 mg), level indicator. Backlit LCD display. Communication interface: RS-232, 2x USB-A (rear and side), 1 x USB-C (rear), Kensington™ connector and WI-FI optional. 2 versions available: external calibration and internal calibration. External dimensions (L x H x W): 351 x 205,5 x 348 mm. The scale is delivered with an instruction manual, warranty letter, CD with user manual, drivers for connection to a PC and a Quality Test Report. 100-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years. Delivery time: 10 - 20 days



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration	pcs/pack
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	external	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	internal	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	internal	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	internal	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *BALANCE ANALYTIQUE ET SEMI-MICRO, AS PLUS

Description : De classe standard-haut, avec la meilleure relation qualité / prix / performance du marché. Fonctions : comptage de pièces, densité, %, pesage sous la balance, contrôle +/-, procédés BPL, bases de données des opérations, etc... Mémoire Alibi. Cage de pesée spacieuse avec système de montage simple et option de revêtement antistatique (pour balances avec précision du 0.01 mg). Indicateur de niveau. Ecran LCD rétro éclairé. Connexions : RS-232, 2 x USB-A (latéral et arrière), 1 x USB-C (arrière), verrou Kensington™ et option de WI-FI. 2 versions disponibles : calibrage externe et calibrage interne. Dimensions extérieures (L x l x H) : 351 x 205,5 x 348 mm. La balance est livrée avec un manuel d'instructions, une lettre de garantie, un CD avec le manuel d'utilisation, des pilotes pour la connexion à un PC et un rapport de test de qualité. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans. Délai de livraison 10 - 20 jours



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	calibrage	unités par ref.
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	externe	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	interne	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interne	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interne	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *BILANCIA ANALITICA SEMI-MICRO, AS PLUS

Descrizione : Le bilance analitiche e semimicro della serie AS PLUS si collocano nel segmento di fascia standard-alta, poiché sono quelle con il miglior rapporto qualità/prestazioni/prezzo sul mercato. Funzioni: conta pezzi, densità, %, pesatura inferiore, controllo +/-, procedure GPL; database operatori, prodotti, pesate, ecc. Memoria Alibi. Spaziosa camera di pesata con semplice sistema di montaggio e opzione di rivestimento antistatico (per bilance con una precisione di 0,01 mg), indicatore di livello, display LCD retroilluminato. Connettività: RS-232, 2 x USB-A (laterale e posteriore), 1 x USB-C (posteriore), connettore Kensington™ e possibilità di WI-FI. 2 versioni disponibili: calibrazione esterna e calibrazione interna. Dimensioni esterne (L x l x H): 351 x 205,5 x 348 mm. La bilancia viene consegnata con un manuale di istruzioni, una lettera di garanzia, un CD con il manuale dell'utente, i driver per il collegamento a un PC e un rapporto di prova della qualità. 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni. Tempi di consegna: da 10 a 20 giorni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	calibrazione	unità per ref.
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	esterna	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	interna	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interna	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interna	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *SEMI-MICRO ANALYTISCHE WEEGSCHAAL, AS PLUS

Beschrijving : De semi-micro analytische balansen van de AS PLUS serie bevinden zich in het midden- tot hogere marktsegment en hebben de beste prijs-prestatieverhouding. Toepassingen: stuktelling, dichtheid, %, onderweging, +/- controle, GLP-processen; databases van operators, producten, weegfunctie, etc. ALIBI geheugen. Ruime weegcabine met eenvoudig montagesysteem en antistatische coatingoptie (weegschaal met een nauwkeurigheid van 0,01 mg), niveau-indicator, LCD-scherm met achtergrondverlichting. Aansluitingen: RS-232, 2 x USB-A (zijkant en achterkant), 1 x USB-C (achterkant), Kensington™-connector en wifi-optie. 2 beschikbare versies: externe kalibratie en interne kalibratie. Externe afmetingen (L x B x H): 351 x 205,5 x 348 mm. De weegschaal wordt geleverd met gebruiksaanwijzing, garantiecertificaat, cd met gebruiksaanwijzing, driver voor PC en een Quality Test Report. 100-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie. Levertijd: 10 tot 20 dagen



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratie	stuks per ref.
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	externe	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	interne	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interne	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interne	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *SEMI-MIKRO-ANALYSENWAAGE, AS PLUS

Beschreibung : Die Semi-Mikro-Analysenwaagen der Serie AS PLUS befinden sich im mittleren bis gehobenen Marktsegment und haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Anwendungen: Stückzählung, Dichte, %, Unterflurwägung, Kontrolle +/-, GLP, Nutzerdatenbanken, Produkte, Wiegefunktion usw. ALIBI-Speicher. Großer Wägeraum mit einfachem Montagesystem und Option für eine antistatische Beschichtung (Präzisionswaagen mit 0,01 mg), Niveauanzeige, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Anschlüsse: RS-232, 2 x USB-A (Seite, Rückseite), 1 x USB-C (Rückseite), Kensington™ Schloss und WLAN-Option. Zwei Versionen erhältlich: externe Kalibrierung und interne Kalibrierung. Außen (L x B x H): 351 x 205,5 x 348 mm. Die Waage wird mit Handbuch, Garantieschein, CD mit Nutzerhandbuch, Driver für den PC und Quality Test Report geliefert. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 10 bis 20 Tage.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibrierung	Stückzahl pro Artikel
BASP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	externer	1
BASP-221-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 90 mm	interner	1
BASP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interner	1
BASP-310-001	310 g	0,0001 g	Ø 100 mm	interner	1
BASP-M60-001	60/220 g	0,01/0,1 mg	Ø 70 mm	CE M26	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BASP-22E-001	98,98	7,70	90160010	08434868090972
BASP-221-001	98,98	7,70	90160010	08434868090965
BASP-220-001	102,459	8,68	90160010	08434868087040
BASP-310-001	106,641	8,88	90160010	08434868086746
BASP-M60-001	98,98	7,70	90160010	08434868088702

