

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MICROTUBO DE CENTRÍFUGA ÁMBAR *PREMIUM LINE*

Descripción : Graduado. Libre de DNA humano y certificado libre de DNAsa, RNAsa, inhibidores de PCR y pirógenos. Resistente a temperaturas de -80 °C hasta 121 °C. Resistencia a la centrifugación: 20000 g. Opaco en color ámbar, 0% de transmisión de luz entre 270 – 600 nm



Esterilizable en autoclave a 121°



Apto para trabajar con productos fotosensibles



Libre de DNAsa y RNAsa

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	tapa plana	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	tapa plana	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	tapa plana	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION**Product name : AMBER MICROCENTRIFUGE TUBE *PREMIUM LINE*****Description :** Made of polypropylene. Graduated. Human DNA free and certified free of DNase, RNase, PCR inhibitors and pyrogens. Temperature resistant from -80 °C to 121 °C. . Amber colour and opaque, 0% light transmission between 270 – 600 nm. Withstands high RCF of 20000 g

Autoclavability



Suitable for photo-sensitive samples



DNase and RNase free

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	flat lid	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	flat lid	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	flat lid	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROTUBE AMBRE À CENTRIFUGER PREMIUM LINE**Description :** En polypropylène, gradué. Sans ADN humain et certifié sans DNase, RNase, inhibiteur de PCR et pyrogènes. Résistant aux températures de -80 °C à 121 °C. Résiste à une FCR élevée de 20000 g. Opaque, de couleur ambre, 0% de transmission lumineuse entre 270 – 600 nm

Autoclavable



Pour échantillons photosensibles



Certifié sans DNase et RNase

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	type Eppendorf, couvercle plat	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	type Eppendorf, couvercle plat	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	fond rond, couvercle plat	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROPROVETTA PER CENTRIFUGA AMBRATO PREMIUM LINE

Descrizione : Graduata. Priva di DNA umano e certificata priva di DNasi, RNasi, inibitori della PCR e pirogeni. Resistente a temperature da -80 °C a 121 °C. Resistenza alla forza centrifuga: 20000 g. Colore ambrato e opaco, 0% di trasmissione della luce tra 270 e 600 nm. Area di scrittura con banda opaca



Autoclavabile



Per campioni fotosensibili



Certificati come prive di DNase e RNase

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	tappo piatto	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	tappo piatto	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	tappo piatto	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MICRO CENTRIFUGEBUIZEN, AMBERKLEURIG, PREMIUM LINE**Beschrijving :** Met schaalverdeling. Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers en pyrogenen. Temperatuurbestendig van -80 °C tot 121 °C. Centrifugeweerstand: 20000g. Amberkleurig, ondoorzichtig, 0% lichttransmissie tussen 270 – 600 nm

Autoclaveerbaar



Geschikt voor fotosensitieve producten



Vrij van DNase en RNase

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	plat deksel	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	plat deksel	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	plat deksel	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MIKROREAKTIONSGEFÄßE, BRAUN PREMIUM LINE**Beschreibung :** Graduiert. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase-, PCR- Pyrogenen-Inhibitoren-frei. Temperaturbeständig von -80 °C bis 121 °C. Zentrifugierbarkeit: 20000 g. Opak in braun, 0 % Lichtdurchlässigkeit zwischen 270 – 600 nm. Autoklavierbar.

Autoklavierbar



Für photosensible Proben



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
PCRD-A05-1K0	0,5 ml	flacher Verschluss	1000
PCRD-A15-500	1,5 ml	flacher Verschluss	500
PCRD-A20-500	2,0 ml	flacher Verschluss	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-A05-1K0	4,536	0,52	39269097	08434868089082
PCRD-A15-500	3,5	0,58	39269097	08434868089099
PCRD-A20-500	4,608	0,66	39269097	08434868089105

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.