

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tarro de PET boca ancha**Descripción :** Con tapa de polipropileno negra

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øint. boca(mm)	rosca	unidades por ref.
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

100% Reciclable

GENERAL INFORMATION

Product name : Wide mouth bottle, PET

Description : With polypropylene black lid



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Øinner mouth (mm)	screw	pcs/pack
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

100% Recyclable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PET col large**Description :** Avec bouchon noir en polypropylène

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øint. col (mm)	filetage	unités par ref.
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

100% Recyclable

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Barattolo in PET a bocca larga**Descrizione :** Con tappo nero in polipropilene

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øint bocchetta (mm)	filettatura	unità per ref.
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

100% Riciclabile

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PET-pot met wijde mond**Beschrijving** : Met zwart polypropyleen deksel

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	binnenØ mond(mm)	schroef	stuks per ref.
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probendose aus PET, Weithals**Beschreibung :** Mit schwarzem Polypropylen-Deckel.

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung inn. (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
TPET-100-010	100 ml	72	39	64,1	D70	10
TPET-250-010	250 ml	72	77,5	64,1	D70	10
TPET-500-010	500 ml	104	77,7	92,9	D100	10
TPET-1K0-010	1000 ml	104	138,7	92,9	D100	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPET-100-010	3	0,3	39233010	08434868095458
TPET-250-010	6,25	0,4	39233010	08434868095465
TPET-500-010	12,25	0,605	39233010	08434868095472
TPET-1K0-010	20,7	1	39233010	08434868095489

PRODUKTFOTO

