

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Aro estabilizador para matraces**Descripción :** Metal forrado de PVC. Evita que floten los matraces sumergidos en baños

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	Øexterior (mm)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WEIR-048-001	48	82	260	para matraces cuello estrecho 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	para matraces cuello estrecho 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	para matraces cuello estrecho 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	para matraces cuello estrecho 1000 - 4000 ml	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Plomo forrado de PVC

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Closed lead ring

**Description :** Made of PVC coated steel. Designed to stabilize erlenmeyer flasks immersed in water

## TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Øouter (mm)	weight (g)	type	pcs/pack
WEIR-048-001	48	82	260	for 125 - 500 ml narrow neck flasks	1
WEIR-056-001	56	90	520	for 250 - 1000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-061-001	61	95	830	for 500 - 2000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-074-001	74	108	1000	for 1000 - 4000 ml narrow neck flasks	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

PVC coated steel

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Anneau stabilisateur pour fiole

**Description :** Métal recouvert en PVC. Evite le flottement des fioles immergées

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	poids (g)	type	unités par ref.
WEIR-048-001	48	82	260	pour fiole à col étroit 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	pour fiole à col étroit 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	pour fiole à col étroit 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	pour fiole à col étroit 1000 - 4000 ml	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Plomb recouvert de PVC

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Anello di zavorrata per beute**Descrizione :** Metallo rivestito in PVC. Stabilizza le beute immerse a bagnomaria evitando che si rovescino

## DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	Øesterno (mm)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WEIR-048-001	48	82	260	per beute collo stretto 125-500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	per beute collo stretto 250-1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	per beute collo stretto 500-2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	per beute collo stretto 1000-4000 ml	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Piombo rivestito in PVC



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Stabilisatorring voor kolven

**Beschrijving :** Met PVC gevoerd metaal. Voorkomt dat ondergedompelde kolven in baden gaan drijven

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ (mm)	buitenØ (mm)	gewicht (g)	type	stuks per ref.
WEIR-048-001	48	82	260	voor kolven smalle hals 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	voor kolven smalle hals 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	voor kolven smalle hals 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	voor kolven smalle hals 1000 - 4000 ml	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Met PVC gevoerd lood

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Beschwerungsring für Kolben**Beschreibung :** Metall mit PVC-Beschichtung. Verhindert das Treiben der Kolben im Wasserbad.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øinnen (mm)	Øaußen (mm)	Gewicht (g)	Typ	Stückzahl pro Artikel
WEIR-048-001	48	82	260	für Kolben, Enghals, 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	90	520	für Kolben, Enghals, 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	95	830	für Kolben, Enghals, 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	108	1000	für Kolben, Enghals, 1000 - 4000 ml	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Blei mit PVC-Mantel