

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Espátula Chattaway Premium Line**Descripción :**

En acero inoxidable tipo 304. Autoclavable



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

| referencia | l (mm) | wespátula (mm) | unidades por ref. |
|--------------|--------|----------------|-------------------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Spatula Chattaway Premium Line

Description :

Made of stainless steel grade 304. Autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

| reference | l(mm) | wspatula (mm) | pcs/pack |
|--------------|-------|---------------|----------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Spatule Chattaway Premium Line**Description :**

En acier inoxydable type 304. Autoclavable



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | long. (mm) | larg.spatule (mm) | unités par ref. |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spatola Chattaway Premium Line**Descrizione :**

In acciaio inox classe 304. Autoclavabile



Autoclavabile

DATI TECNICI

| referenza | L (mm) | hspatola (mm) | unità per ref. |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Chattaway-spatel Premium Line**Beschrijving :**

Gemaakt van roestvrij staal type 304. Autoclaveerbaar.



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | l (mm) | bhandvat (mm) | stuks per ref. |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Doppelspatel, Chattaway Premium Line

Beschreibung :

Aus Edelstahl 304. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | L (mm) | WSpatel (mm) | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|--------|--------------|----------------------|
| SPPS-P13-003 | 130 | 9 | 3 |
| SPPS-P15-003 | 150 | 9 | 3 |
| SPPS-P18-003 | 180 | 9 | 3 |
| SPPS-P20-003 | 200 | 10 | 3 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 10 | 3 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SPPS-P13-003 | 25 | 0,05 | 90278099 | 08434868099920 |
| SPPS-P15-003 | 25 | 0,06 | 82055980 | 08434868105416 |
| SPPS-P18-003 | 60 | 0,12 | 82055980 | 08434868105423 |
| SPPS-P20-003 | 120 | 0,16 | 82055980 | 08434868105430 |
| SPPS-P25-003 | 250 | 0,19 | 82055980 | 08434868105447 |

