



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador mecánico oscilante, con pantalla digital y función de tiempo, Roc-B1**

**Descripción :** Dos pantallas LED que muestran tiempo y velocidad. Función temporizador (1 min - 19 h 59 min). Velocidad regulable entre 10 y 80 rpm. Ángulo de movimiento oscilante de 7°. Dimensiones plataforma: 268 x 268 mm. Capacidad de carga de 2 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKB-R80-001	agitador oscilante básico, LBX Roc-B1	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693

## FOTO DEL PRODUCTO





## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Rocking shaker with digital screen and timing function, Roc-B1

**Description :** Two LED screens that show time and speed. Timer function (1 min - 19 h 59 min). Speed adjustable between 10 and 80 rpm. Rocking motion angle of 7°. 268 x 268 mm workplate. Load capacity of 2 kg. DC Brushless motor, maintenance free. Dimensions (W x D x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKB-R80-001	basic rocking shaker, LBX Roc-B1	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693

## PRODUCT PHOTO





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur à bascule, numérique avec minuterie, Roc-B1**

**Description :** Deux écrans LED permettant de visualiser le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1 min - 19 h 59 min). Vitesse réglable entre 10 et 80 rpm. Angle de mouvement bascule de 7°. Capacité de charge : 2 kg. Dimensions plateforme : 268 x 268 mm. Moteur Brushless sans entretien. Dimensions (L x P x h) : 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKB-R80-001	agitateur à bascule basique, LBX Roc-B1	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693

## PHOTO PRODUIT





## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore meccanico oscillante, con display digitale e funzione timer, Roc-B1**

**Descrizione :** Due display LED che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1 min - 19 h 59 min). Velocità regolabile tra 10 e 80 rpm. Angolo di oscillazione di 7°. Dimensioni della piattaforma: 268 x 268 mm. Capacità di carico di 2 kg. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKB-R80-001	agitatore oscillante di base, LBX Roc-B1	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Mechanische schudder met kantelbeweging, met display en timer, Roc-B1****Beschrijving :** Twee LED-displays met tijd- en snelheidsweergave. Timerfunctie (1 min - 19 h 59 min). Toerental instelbaar tussen 10 en 80 rpm. Kantelbewegingshoek: 7°. Afmetingen van de plaat: 268 x 268 mm. Laadvermogen: 2 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKB-R80-001	mechanische kantelschudder, LBX, Roc- 1 B1	

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693


## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

**Produktname : Schüttler, mechanisch, Wippbewegung, mit Display und Timer, Roc-B1**

**Beschreibung :** Zwei LED-Displays mit Zeit- und Drehzahlanzeige. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 10 und 80 min<sup>-1</sup>. Wippbewegungswinkel: 7°. Maße der Platte: 268 x 268 mm. Beladungskapazität: 2 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.


**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
SHKB-R80-001	mechanischer Wippschüttler, LBX, Roc-B1	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39425	4,40	84798200	08434868104693

**PRODUKTFOTO**
