

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tapón multi-posición para tubos de ensayo

**Descripción :** En polietileno. Se adapta a diámetros de 10, 12, 13 y 16 mm

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TUMF-00W-1K0	color natural	1000
TUMF-00B-1K0	color rojo	1000
TUMF-00G-1K0	color azul	1000
TUMF-00R-1K0	color verde	1000
TUMF-00Y-1K0	color amarillo	1000

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Multi-position stopper for test tubes**Description :** Made of polyethylene. Adaptable to diameters of 10, 12, 13, and 16 mm

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TUMF-00W-1K0	clear	1000
TUMF-00B-1K0	red	1000
TUMF-00G-1K0	blue	1000
TUMF-00R-1K0	green	1000
TUMF-00Y-1K0	yellow	1000

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bouchon multi-position pour tube a essai****Description :** En polyéthylène. S'adapte à des diamètres de 10, 12, 13 et 16 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TUMF-00W-1K0	naturel	1000
TUMF-00B-1K0	rouge	1000
TUMF-00G-1K0	bleu	1000
TUMF-00R-1K0	vert	1000
TUMF-00Y-1K0	jaune	1000

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Tappo multi-posizione per provette**Descrizione :** In PE. Si adatta a diametri di 10, 12, 13 e 16 mm

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TUMF-00W-1K0	naturale	1000
TUMF-00B-1K0	rosso	1000
TUMF-00G-1K0	blu	1000
TUMF-00R-1K0	verde	1000
TUMF-00Y-1K0	giallo	1000

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Multi-positie stop voor reageerbuizen**Beschrijving** : Van polyethyleen. Past op diameters van 10, 12, 13 en 16 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TUMF-00W-1K0	kleurloss	1000
TUMF-00B-1K0	rood	1000
TUMF-00G-1K0	blauw	1000
TUMF-00R-1K0	groen	1000
TUMF-00Y-1K0	geel	1000

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Multipositions-Verschluss für Probenröhrchen**Beschreibung :** Aus Polyethylen. Erhältlich für Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 mm, 12 mm, 13 mm und 16 mm.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TUMF-00W-1K0	farbloss	1000
TUMF-00B-1K0	rot	1000
TUMF-00G-1K0	blau	1000
TUMF-00R-1K0	grün	1000
TUMF-00Y-1K0	gelb	1000

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C

