

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Marcador Lambda DNA HindIII

Descripción : La digestión de DNA lambda con Hind III produce 8 fragmentos adecuados para utilizar como estándares de peso molecular en la electroforesis en gel de agarosa. El ADN λ /HindIII está premezclado con buffer de carga y está listo para usar



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	envase	unidades por ref.
LMBD-H03-050	listo para usar	50 mg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LMBD-H03-050	1	1,00	38229000	08434868107113

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Lambda DNA HindIII marker

Description : The Hind III digest of lambda DNA yields 8 fragments suitable for use as molecular weight standards for agarose gel electrophoresis. λ DNA /Hind III is pre-mixed with loading buffer and is ready to use



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	description	package	pcs/pack
LMBD-H03-050	ready-to-use	50 mg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LMBD-H03-050	1	1,00	38229000	08434868107113

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Marqueur d'ADN Lambda Hind III

Description : La digestion de l'ADN lambda avec Hind III produit 8 fragments adaptés à être utilisés comme standard de poids moléculaire dans l'électrophorèse sur gel d'agarose. . L'ADN λ /HindIII est pré-mélangé avec un tampon de charge et est prêt à l'emploi



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	conditionnement	unités par ref.
LMBD-H03-050		50 mg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LMBD-H03-050	1	1,00	38229000	08434868107113

PHOTO PRODUIT



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Lambda DNA HindIII marker**Beschrijving :**

De digestie van lambda DNA met Hind III levert 8 fragmenten op die geschikt zijn voor gebruik als molecuulgewichtstandaarden in agarosegelelektroforese. Het λ /HindIII DNA is voorgemengd met loadingbuffer



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	verpakking	stuks per ref.
LMBD-H03-050	klaar voor gebruik	50 mg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LMBD-H03-050	1	1,00	38229000	08434868107113

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Lambda-DNA / HindIII marker**Beschreibung :** La digestión de DNA lambda con Hind III produce 8 fragmentos adecuados para utilizar como estándares de peso molecular en la electroforesis en gel de agarosa. El ADN λ /HindIII está premezclado con buffer de carga y está listo para usar

Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung	Stückzahlpro Artikel
LMBD-H03-050	gebrauchsfertig	50 mg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LMBD-H03-050	1	1,00	38229000	08434868107113

PRODUKTFOTO

