

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Cámaras digitales con salida USB, Moticom A**

Descripción : Cámara digital para microscopía con salida USB 2.0 y montura "C". Lente macro enfocable. Adaptadores para oculares que permiten la conexión de las cámaras al ocular de la mayoría de microscopios (de cualquier marca). Incluye preparación microscópica para calibración. Software Motic Images Plus 3.1 para la captura y tratamiento de las imágenes para PC (software multi-idioma) y Mac (sólo en inglés). Garantía 2 años. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406






GENERAL INFORMATION

Product name : Digital cameras with USB output, Moticom A

Description : Attachable C-mount digital camera for microscopy with USB 2.0 output. Focusable macro lens. Eyepiece couplers for connection to the most common microscope eyepieces (of any brand). Calibration slide included. Motic Images Plus 3.1 Software for image capture and edition with Windows (multilanguages software, English included) and Mac (only in English). 2 years warranty. Delivery time 3-4 weeks

 Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Caméra numérique avec sortie USB, Moticom A

Description : Caméra numérique pour microscope avec sortie USB 2.0 monture "C". Objectif macro focalisable. 2 adaptateurs pour oculaires permettant la connexion de la caméra à la plupart des microscopes (toute marque confondue) : 30 et 38 mm diam. Inclut préparation microscopique d'étalonnage. Logiciel Motic Images Plus 3.1 pour la capture et traitement des images sur PC (logiciel multi-langues, français inclus) et sur Mac (uniquement en anglais). Garantie 2 ans. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE
Nome del prodotto : Fotocamera digitale con uscita USB, Moticam A

Descrizione : Fotocamera digitale per microscopia con uscita USB 2.0 e sistema di montaggio a "C". Obiettivo macro focalizzabile. Adattatori per oculari che consentono di collegare la fotocamera agli oculari della maggior parte dei microscopi (di qualsiasi marca). Include vetrino di calibrazione. Software Motic Images Plus 3.1 per acquisire e modificare le immagini, per PC (software multilingue) e Mac (solo in inglese). Garanzia di 2 anni. Consegna: 3-4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406

FOTO DEL PRODOTTO


ALGEMENE INFORMATIE
Produktnaam : Digitale camera's met USB-uitgang, Moticam A

Beschrijving : Aanhechtbare C-mount digitale camera voor microscopie met USB 2.0 uitvoer. Scherpstelbare macrolens. Oculairkoppelingen voor verbinding met de meest gangbare microscoopocularen (van elk merk). Kalibratieslide inbegrepen. Motic Images Plus 3.1 software voor beeldopname en bewerking met Windows (meertalige software) en Mac (alleen in het Engels). 2 jaar garantie. Levertijd 3-4 weken



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406






ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Digitale Mikroskopkamera mit USB, Moticom A

Beschreibung : Digitalkamera für die Mikroskopie mit USB 2.0-Ausgang und C-Mount-Anschluss. Fokussierbare Makrolinse. Okularadapter, die die Verbindung der Kamera mit den Okularen der meisten Mikroskope verschiedener Marken erlauben. Mikroskopiepräparat für die Kalibrierung inbegriffen. Software Motic Images Plus 3.1 für das Aufnehmen und die Bearbeitung von Bildern am PC (mehrsprachige Software) und Mac (nur Englisch). Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 2-3 Wochen.

 Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
CM05-0A1-001	MOTICAM A1, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A2-001	MOTICAM A2, sCMOS 1/3.1", 1280	1
CM05-0A5-001	MOTICAM A5, sCMOS 1/2.8", 2592	1
CM05-0A8-001	MOTICAM A8, sCMOS 1/3", 3840 x	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-0A1-001	4570	0,16	85258900	08434868106376
CM05-0A2-001	4570	0,16	85258900	08434868106383
CM05-0A5-001	4570	0,16	85258900	08434868106390
CM05-0A8-001	4570	0,16	85258900	08434868106406

PRODUKTFOTO



