

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estéreomicroscopio, SMZ-171

Descripción : Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular / trinocular (según modelo) inclinado 45° y giratorio 360°. Oculares gran campo WF10X/23 mm. Ratio de zoom 6,7:1 y rango de aumentos 0,75X a 5X. Distancia de trabajo de 110 mm. Base con iluminación LED con control de intensidad. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Incluye funda protectora. Alimentación 100-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM07-1BP-001	SMZ-171-BT (cabezal binocular / sin iluminación)	1
SM07-1BL-001	SMZ-171-BLED (cabezal binocular / iluminación LED)	1
SM07-1TP-001	SMZ-171-TP (cabezal trinocular / sin iluminación)	1
SM07-1TL-001	SMZ-171-TLED (cabezal trinocular / iluminación LED)	1
BMAC-092-001	ocular WF 10X/23 mm con micrómetro, 140 divisiones en 14 mm, para serie SMZ-168	1
BMAC-137-001	adaptador cámara 0,35X tipo C para sensores 1/4', para serie SMZ-168	1
BMAC-078-001	adaptador cámara 0,45X tipo C para sensores 1/3', para serie SMZ-168	1
BMAC-110-001	adaptador cámara 0,65X tipo C para sensores 1/2' y 2/3', para serie SMZ-168	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Stereomicroscope, SMZ-171

Description : Greenough zoom optical system. Binocular or trinocular head (according to model) 45° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/23 mm eyepieces. Zoom ratio 6.7:1 and magnification range 0.75X-5X. 110 mm working distance. Base with LED illumination with intensity control. Coarse focusing system with tension adjustment. Dust cover included. Supply 100-240 V (CE). Warranty 5 years on optical and mechanical components. Delivery time 3 - 4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM07-1BP-001	SMZ-171-BP (binocular head / without illumination)	1
SM07-1BL-001	SMZ-171-BLED (binocular head / with illumination)	1
SM07-1TP-001	SMZ-171-TP (trinocular head / without illumination)	1
SM07-1TL-001	SMZ-171-TLED (trinocular head / with illumination)	1
BMAC-092-001	micrometer eyepiece WF 10X/23 mm, 140 divisions in 14 mm, for SMZ-168 series	1
BMAC-137-001	0.35X C-mount camera adapter for 1/4', for SMZ-168 series	1
BMAC-078-001	0.45X C-mount camera adapter for 1/3', for SMZ-168 series	1
BMAC-110-001	0.65X C-mount camera adapter for 1/2' and 2/3', for SMZ-168 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Stéréomicroscope, SMZ-171**

Description : Système optique à zoom Greenough. Tête binoculaire / trinoculaire inclinée à 45°, orientable à 360°. Oculaires grand champ WF10X/23 mm. Rapport zoom : 6,7:1, Grossissement : 0,75X - 5X. Distance de travail : 110 mm. Base avec éclairage LED avec contrôle d'intensité. Mise au point macrométrique avec réglage de tension. Inclut housse de protection. Alimentation 100-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SM07-1BP-001	SMZ-171-BP (tête binoculaire / sans éclairage)	1
SM07-1BL-001	SMZ-171-BLED (tête binoculaire / avec éclairage)	1
SM07-1TP-001	SMZ-171-TP (tête trinoculaire / sans éclairage)	1
SM07-1TL-001	SMZ-171-TLED (tête trinoculaire / avec éclairage)	1
BMAC-092-001	oculaire WF 10X/23 mm avec micromètre, 140 divisions en 14 mm, pour série SMZ-168	1
BMAC-137-001	adaptateur pour caméra 0,35X type C pour capteur 1/4', pour série SMZ-168	1
BMAC-078-001	adaptateur pour caméra 0,45X type C pour capteur 1/3', pour série SMZ-168	1
BMAC-110-001	adaptateur pour caméra 0,65X type C pour capteurs 1/2' et 2/3', pour série SMZ-168	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE
Nome del prodotto : Stereomicroscopio, SMZ-171

Descrizione : Zoom sistema ottico Greenough. Testata binoculare/trinoculare (a seconda del modello) inclinata a 45° e rotante a 360°. Oculari a largo campo WF10X/23 mm. Rapporto di zoom 6,7:1 e range di ingrandimento da 0,75X a 5X. Distanza di lavoro 110 mm. Base con illuminazione LED con controllo dell'intensità. Messa a fuoco macrometrica con regolazione della tensione. Include copertina antipolvere. Alimentazione 100-240 V (CE). Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 2-3 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM07-1BP-001	SMZ-171-BP (testata binoculare/senza illuminazione)	1
SM07-1BL-001	SMZ-171-BLED (testata binoculare/illuminazione LED)	1
SM07-1TP-001	SMZ-171-TP (testata trinoculare/senza illuminazione)	1
SM07-1TL-001	SMZ-171-TLED (testata trinoculare/illuminazione LED)	1
BMAC-092-001	Oculare WF 10X / 23 mm con micrometro, 140 divisioni in 14 mm, per serie SMZ-168	1
BMAC-137-001	Adattatore fotocamera 0,35X Tipo C per sensori da 1/4", per serie SMZ-168	1
BMAC-078-001	Adattatore fotocamera 0,45X Tipo C per sensori da 1/3", per serie SMZ-168	1
BMAC-110-001		1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Stereomicroscoop, SMZ-171

Beschrijving : Optisch zoomsysteem Greenough. Binoculaire / trinoculaire kop (afhankelijk van het model) gekanteld op 45° en roterend over 360°. Breedveld oculairs WF10X/23 mm. 6,7:1 zoomverhouding en 0, 75X tot 5X vergrotingsbereik. Werkafstand 110 mm. Basis met Ledverlichting met intensiteitsregeling. Macrometrisch scherpstelsysteem met spanningsaanpassing. Inclusief beschermhoes. Voeding 100-240 V (CE). 5 jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. 2-3 weken levertijd



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	stuks per ref.
SM07-1BP-001	1
SM07-1BL-001	SMZ-171-BLED (binoculaire kop/LED-verlichting)
SM07-1TP-001	1
SM07-1TL-001	SMZ-171-TLED (trinoculaire kop/LED-verlichting)
BMAC-092-001	oculair WF 10X/23 mm met micrometer, 140 verdelingen in 14 mm, voor serie SMZ-168
BMAC-137-001	adapter voor camera 0.35X type C voor sensoren 1/4', voor serie SMZ-168
BMAC-078-001	adapter voor camera 0.45X type C voor sensoren 1/3', voor serie SMZ-168
BMAC-110-001	adapter camera 0.65X type C voor sensoren 1/2"- en 2/3', voor serie SMZ-168

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stereo-Mikroskop, SMZ-171

Beschreibung : Optisches Zoom-System Greenough. Binokularer oder trinokularer Kopf (je nach Modell), 45°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okulare WF10X/23mm. Zoomrate 6,7:1 und Vergrößerungsbereich 0,75X bis 5X. Arbeitsabstand 110 mm. Basis mit LED-Beleuchtung und Intensitätskontrolle. Makrometrisches Fokussierungssystem mit Druckeinstellung. Mit Schutzhülle. Netzanschluss 100-240 V (CE). Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 2-3 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer

SM07-1BP-001

SM07-1BL-001

SM07-1TP-001

SM07-1TL-001

BMAC-092-001

BMAC-137-001

BMAC-078-001

BMAC-110-001

Stückzahlpro Artikel

1

SMZ-171-BLED (binokularer Kopf / LED-Beleuchtung)

1

SMZ-171-TLED (trinokularer Kopf / LED-Beleuchtung)

Okular WF 10X/23 mm mit Mikrometer, 140 Unterteilungen je 14 mm

C-Mount-Adapter 0,35X für 1/4"-Sensor

C-Mount-Adapter 0,45X für 1/3"-Sensoren

C-Mount-Adapter 0,65X für 1/2"-Sensoren

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM07-1BP-001	77000	9,60	90112090	08434868106956
SM07-1BL-001	77000	9,60	90112090	08434868106932
SM07-1TP-001	77000	9,60	90112090	08434868106949
SM07-1TL-001	77000	9,60	90112090	08434868106925
BMAC-092-001	3000	0,50	90029000	08434868009127
BMAC-137-001	3000	0,50	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3000	0,50	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3000	0,50	90119090	08434868009288

PRODUKTFOTO

