

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : BOMBA DE VACÍO, LBX B**

Descripción : Bomba compacta y ligera. 100% libre de aceite, lo que la hace una bomba limpia y libre de mantenimiento. Vacuómetro incluido (vacío no regulable). Funcionamiento silencioso (<40 dB). Apto para usos prolongados (24 h). Protección contra sobrecargas, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos. Conector para tubo Ø 6 mm. Dimensiones externas (L x A x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	caudal nominal	vacío máx.	potencia máx.	unidades por ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : VACUUM PUMP, LBX B**

Description : Basic laboratory product for occasional use. Compact and light weight. 100% oil-free transfer, clean and maintenance free. Vacuum gauge included (non-adjustable vacuum). Silent running (<40 dB). Suitable for prolonged use (24 h). Overload protection, over-temperature protection, short circuit protection. Connector for tube Ø 6 mm. External dimensions (L x W x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. 2-year warranty




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	flow rate at atm. pres.	max. vacuum	max. power	pcs/pack
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POMPE À VIDE, LBX B

Description : Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Pompe compacte et légère. 100% sans huile (propre et sans entretien). Vacuomètre inclus (vide non réglable). Fonctionnement silencieux (<40 dB). Adaptée pour une utilisation prolongée (24 h). Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits. Embout pour tube Ø 6 mm. Dimensions extérieures (L x l x H) : 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	débit nominal	vide	puissance maximale	unités par ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : POMPA PER VUOTO, LBX B

Descrizione : Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Pompa compatta e leggera. Completamente senza olio, cosa che la rende una pompa pulita e che non necessita di manutenzione. Vacuometro incluso (vuoto non regolabile). Funzionamento silenzioso (<40 dB). Adatta per un uso prolungato (24 h). Protezione da sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento, protezione contro i cortocircuiti. Connettore per tubo Ø 6 mm. Dimensioni esterne (L x h x l): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	portata nominale	vuoto max	potenza max	unità per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VACUÛMPOMP, LBX B

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Compacte en lichte pomp. 100% olievrij, wat het een schone en onderhoudsvrije pomp maakt. Vacuümmeter inbegrepen (niet-instelbaar vacuüm). Stille werking (<40 dB). Geschikt voor langdurig gebruik (24 h). Beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting. Connector voor buis Ø 6 mm. Externe afmetingen (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale stroom	vacuüm max.	vermogen max.	stuks per ref.
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : VAKUUMPUMPE, LBX B

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Kompakte und leichte Pumpe. Zu 100 % ölfrei, was sie zu einer sauberen und wartungsfreien Pumpe macht. Vakuummeter inbegriffen (nicht regelbares vakuum). Geräuscharmer Betrieb (<40 dB). Geeignet für den längeren Gebrauch (24 h). Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz. Schlauchanschluss Ø 6 mm. Außenmaße (L x B x H): 192 x 100 x 135 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Förderleistung	Vakuum max.	Leistung max.	Stückzahl pro Artikel
VACU-B10-001	10 L/min	750 mbar (0,075 MPa)	20 W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VACU-B10-001	8,352	2,02	84141025	08434868109919

PRODUKTFOTO

