

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : MICROSCOPIO BIOLÓGICO, VISION+**

Descripción : Cabezal monocular, binocular o trinocular (según modelo) inclinado a 30°, ajuste interpupilar de 55-75 mm y rotatorio 360°. Revólver cuádruple, oculares WF10X/18 mm y objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X y 100X (con resorte y aceite). Platina mecánica de doble capa (132 x 142 mm) con rango de movimiento 75 x 40 mm. Enfoque coaxial fino y grueso con precisión de 0.004 mm. Condensador Abbe NA 1.25 con diafragma de iris e iluminación LED ajustable. Disponible también en versión digital con cámara integrada de 3MP, salida USB 2.0 y software para captura de imagen. Incluye funda, fusible y filtros. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP02-001-001	cabezal monocular	1
MP02-002-001	cabezal binocular Seidentopf	1
MP02-003-001	cabezal trinocular Seidentopf	1
MP02-D02-001	cabezal digital binocular	1
MPAC-014-001	objetivo plano-acromático de 20X	1
MPAC-015-001	objetivo plano-acromático de 60X	1
MPAC-005-001	ocular de 15X	1
MPAC-018-001	adaptador para cámara 0,5X tipo C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162



GENERAL INFORMATION**Product name : BIOLOGICAL MICROSCOPE, VISION+**

Description : Monocular, binocular, or trinocular head (depending on model) inclined at 30°, interpupillary adjustment of 55-75 mm, and 360° rotatable. Quadruple revolving nosepiece, WF10X/18 mm eyepieces, and achromatic objectives 4X, 10X, 40X, and 100X (spring-loaded and oil immersion). Double-layer mechanical stage (132 x 142 mm) with a movement range of 75 x 40 mm. Coarse and fine coaxial focusing with 0.004 mm precision. Abbe condenser NA 1.25 with iris diaphragm and adjustable LED illumination. Also available in a digital version with integrated 3MP camera, USB 2.0 output, and image capture software. Includes cover, fuse and filters. 100-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP02-001-001	monocular head	1
MP02-002-001	Seidentopf binocular head	1
MP02-003-001	Seidentopf trinocular head	1
MP02-D02-001	digital binocular head	1
MPAC-014-001	20X plan-achromatic objective	1
MPAC-015-001	60X plan-achromatic objective	1
MPAC-005-001	15X eyepiece	1
MPAC-018-001	0.5X C-mount camera adapter	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROSCOPE BIOLOGIQUE, VISION+

Description : Tête monoculaire, binoculaire ou trinoculaire (selon le modèle) inclinée à 30°, ajustement interpupillaire de 55-75mm et rotation à 360°. Revolver quadruple, oculaires WF10X/18 mm et objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X et 100X (à ressort et immersion à l'huile). Platine mécanique double couche (132 x 142 mm) avec plage de déplacement de 75 x 40 mm. Mise au point coaxiale fine et grossière avec une précision de 0,004 mm. Condenseur Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris et éclairage LED réglable. Également disponible en version numérique avec caméra intégrée 3 MP, sortie USB 2.0 et logiciel de capture d'image. Comprend une housse, un fusible et filtres. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP02-001-001	tête monoculaire	1
MP02-002-001	tête binoculaire Seidentopf	1
MP02-003-001	tête trinoculaire Seidentopf	1
MP02-D02-001	tête binoculaire numérique	1
MPAC-014-001	objectif plan-achromatique 20X	1
MPAC-015-001	objectif plan-achromatique 60X	1
MPAC-005-001	oculaire 15X	1
MPAC-018-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROSCOPIO BIOLOGICO, VISION+

Descrizione : Testa monocolare, binoculare o trinoculare (a seconda del modello) inclinata a 30°, regolazione interpupillare da 55-75mm e rotazione a 360°. Revolver quadruplo, oculari WF10X/18 mm e obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X e 100X (a molla e a immersione d'olio). Tavolino meccanico a doppio strato (132 x 142 mm) con escursione di 75 x 40 mm. Messa a fuoco coassiale fine e grossolana con precisione di 0,004 mm. Disponibile anche in versione digitale con fotocamera integrata da 3MP, uscita USB 2.0 e software per l'acquisizione delle immagini. Condensatore Abbe NA 1.25 con diaframma a iride e illuminazione LED regolabile. Include custodia, fusibile e filtri. 100-240 V, 50/60 Hz. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP02-001-001	testata monocolare	1
MP02-002-001	testata binoculare Seidentopf	1
MP02-003-001	testata trinoculare Seidentopf	1
MP02-D02-001	testata digitale binoculare	1
MPAC-014-001	obiettivo plan-acromatico 20X	1
MPAC-015-001	obiettivo plan-acromatico 60X	1
MPAC-005-001	oculare 15X	1
MPAC-018-001	adattatore fotocamera 0,5X tipo C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162



Revisiedatum: 24/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1831

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BIOLOGISCHE MICROSCOOP, VISION+

Beschrijving : Monoculaire, binoculaire of trinoculaire kop (afhankelijk van het model) 30° gekanteld, interpupillaire aanpassing van 55-75 mm en 360° draaibaar. Viervoudige revolver, WF10X/18 mm oculairs en achromatische objectieven 4X, 10X, 40X en 100X (met veer en olie). Dubbel-laagse mechanische tafel (132 x 142 mm) met een bewegingsbereik van 75 x 40 mm. Grove en fijne coaxiale scherpstelling met een precisie van 0,004 mm. Ook verkrijgbaar in een digitale versie met geïntegreerde 3MP camera, USB 2.0 uitgang en software voor het maken van opnames. Abbe-condensor NA 1,25 met irisdiafragma en verstelbare LED-verlichting. Inclusief hoes, zekering en filters. 100-240 V, 50/60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP02-001-001	monoculaire kop	1
MP02-002-001	Seidentopf binoculaire kop	1
MP02-003-001	Seidentopf trinoculaire kop	1
MP02-D02-001	digitale binoculaire kop	1
MPAC-014-001	20X plan-achromatisch objectief	1
MPAC-015-001	60X plan-achromatisch objectief	1
MPAC-005-001	15X oculair	1
MPAC-018-001	adapter camera 0,5X type C	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BIOLOGISCHES MIKROSKOP, VISION+

Beschreibung : Monokular-, Binokular- oder Trinokularkopf (je nach Modell), 30°-Neigung, Augenabstand einstellbar zwischen 55 mm und 75 mm und 360° drehbar. Vierfach-Objektivrevolver, Weitfeld-Okular WF10X/18mm und achromatische Objektive 4X, 10X, 40X und 100X (mit Feder und Öl). Doppelschichtiger, mechanischer Objekttisch (132 x 142 mm) mit einem Verstellbereich von 75 x 40 mm. Koaxiale Grob- und Feinfokussierung mit einer Präzision von 0,004 mm. Auch in einer digitalen Version mit integrierter 3MP-Kamera, USB 2.0-Ausgang und Aufzeichnungssoftware erhältlich. Kondensor Abbe A.N. 1,25 mit Irisblende und einstellbarer LED-Beleuchtung. Abdeckung, Sicherung und Filter. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MP02-001-001	monokularer Kopf	1
MP02-002-001	binokularer Kopf, Typ Siedentopf	1
MP02-003-001	trinokularer Kopf, Typ Siedentopf	1
MP02-D02-001	digitaler binokularer Kopf	1
MPAC-014-001	Planachromatisches Objektiv 20X	1
MPAC-015-001	Planachromatisches Objektiv 60X	1
MPAC-005-001	Okular WF15X	1
MPAC-018-001	Adapter Typ C 0,5X	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111875
MP02-002-001	76,56	5,74	90118000	08434868111882
MP02-003-001	49,686	5,93	90118000	08434868111899
MP02-D02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115798
MPAC-014-001	3	0,50	90119000	08434868112124
MPAC-015-001	3	0,50	90119000	08434868112131
MPAC-005-001	3	0,50	90119000	08434868112032
MPAC-018-001	3	0,50	90119000	08434868112162

