

### GENERAL INFORMATION

**Product name :** PRAT DUMAS Qualitative filter paper, low ash, fast flow rate

**Description :** Low ash paper (max 0.06%) made of cotton fibers, used for thick and sticky liquids filtration. Surface weight 85 g/m<sup>2</sup>, pore 10 - 12 μm, thickness 200 μm. Available in flat disks and folded. Equivalent to: Whatman 4

### TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
QLDF-070-100	70	disk	100
QLDF-090-100	90	disk	100
QLDF-110-100	110	disk	100
QLDF-125-100	125	disk	100
QLDF-150-100	150	disk	100
QLDF-185-100	185	disk	100
QLDF-240-100	240	disk	100
QLDF-111-100	110	folded	100
QLDF-126-100	125	folded	100
QLDF-151-100	150	folded	100
QLDF-201-100	200	folded	100
QLDF-251-100	250	folded	100
QLDF-401-100	400	folded	100

### PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDF-070-100	0,192	0,056	48232000	08434868037922
QLDF-090-100	0,363	0,089	48232000	08434868037939
QLDF-110-100	0,54675	0,132	48232000	08434868037946
QLDF-125-100	0,54675	0,167	48232000	08434868037960
QLDF-150-100	0,816	0,205	48232000	08434868037984
QLDF-185-100	1,26075	0,341	48232000	08434868038004
QLDF-240-100	1,95075	0,547	48232000	08434868038028
QLDF-111-100	0,6075	0,137	48232000	08434868037953
QLDF-126-100	0,96525	0,186	48232000	08434868037977
QLDF-151-100	0,96525	0,248	48232000	08434868037991
QLDF-201-100	1,848	0,382	48232000	08434868038011
QLDF-251-100	4,851	0,951	48232000	08434868038035
QLDF-401-100	6,48	1,318	48232000	08434868038042

PRODUCT PHOTO



**INFORMACIÓN GENERAL**

**Nombre del producto :** Papel de filtro cualitativo PRAT DUMAS, velocidad rápida

**Descripción :** Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06%) a base de fibra de algodón, utilizado para la filtración de precipitados gruesos y gelatinosos. Gramaje 95 g/m<sup>2</sup>, poro 20 - 25 µm, espesor 215 µm. Disponible en discos y plegado. Equivalencia: Whatman 4

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
QLDF-070-100	70	discos	100
QLDF-090-100	90	discos	100
QLDF-110-100	110	discos	100
QLDF-125-100	125	discos	100
QLDF-150-100	150	discos	100
QLDF-185-100	185	discos	100
QLDF-240-100	240	discos	100
QLDF-111-100	110	plegado	100
QLDF-126-100	125	plegado	100
QLDF-151-100	150	plegado	100
QLDF-201-100	200	plegado	100
QLDF-251-100	250	plegado	100
QLDF-401-100	400	plegado	100

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDF-070-100	0,192	0,056	48232000	08434868037922
QLDF-090-100	0,363	0,089	48232000	08434868037939
QLDF-110-100	0,54675	0,132	48232000	08434868037946
QLDF-125-100	0,54675	0,167	48232000	08434868037960
QLDF-150-100	0,816	0,205	48232000	08434868037984
QLDF-185-100	1,26075	0,341	48232000	08434868038004
QLDF-240-100	1,95075	0,547	48232000	08434868038028
QLDF-111-100	0,6075	0,137	48232000	08434868037953
QLDF-126-100	0,96525	0,186	48232000	08434868037977
QLDF-151-100	0,96525	0,248	48232000	08434868037991
QLDF-201-100	1,848	0,382	48232000	08434868038011
QLDF-251-100	4,851	0,951	48232000	08434868038035
QLDF-401-100	6,48	1,318	48232000	08434868038042

FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier filtre qualitatif PRAT DUMAS, filtration rapide****Description :** Papier à faible teneur en cendre (max 0,06%) à base de fibre de coton, utilisé pour la filtration de précipité épais et gélatineux. Grammage 95 g/m<sup>2</sup>, pore 20 - 25 µm, épaisseur 215 µm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence : Whatman 4

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
QLDF-070-100	70	plat	100
QLDF-090-100	90	plat	100
QLDF-110-100	110	plat	100
QLDF-125-100	125	plat	100
QLDF-150-100	150	plat	100
QLDF-185-100	185	plat	100
QLDF-240-100	240	plat	100
QLDF-111-100	110	plissé	100
QLDF-126-100	125	plissé	100
QLDF-151-100	150	plissé	100
QLDF-201-100	200	plissé	100
QLDF-251-100	250	plissé	100
QLDF-401-100	400	plissé	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDF-070-100	0,192	0,056	48232000	08434868037922
QLDF-090-100	0,363	0,089	48232000	08434868037939
QLDF-110-100	0,54675	0,132	48232000	08434868037946
QLDF-125-100	0,54675	0,167	48232000	08434868037960
QLDF-150-100	0,816	0,205	48232000	08434868037984
QLDF-185-100	1,26075	0,341	48232000	08434868038004
QLDF-240-100	1,95075	0,547	48232000	08434868038028
QLDF-111-100	0,6075	0,137	48232000	08434868037953
QLDF-126-100	0,96525	0,186	48232000	08434868037977
QLDF-151-100	0,96525	0,248	48232000	08434868037991
QLDF-201-100	1,848	0,382	48232000	08434868038011
QLDF-251-100	4,851	0,951	48232000	08434868038035
QLDF-401-100	6,48	1,318	48232000	08434868038042



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Carta da filtro qualitativa PRAT DUMAS, velocità alta**Descrizione :** Carta a ridotto contenuto di ceneri (contenuto massimo 0,06 %) a base di fibre di cotone, utilizzata per la filtrazione di precipitati grossolani e gelatinosi. Grammatura 95 g/m<sup>2</sup>, porosità 20-25 µm, spessore 215 µm. Disponibile in filtri standard e plissettati. Equivalenza: Whatman 4

## DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
QLDF-070-100	70	standard	100
QLDF-090-100	90	standard	100
QLDF-110-100	110	standard	100
QLDF-125-100	125	standard	100
QLDF-150-100	150	standard	100
QLDF-185-100	185	standard	100
QLDF-240-100	240	standard	100
QLDF-111-100	110	plissettati	100
QLDF-126-100	125	plissettati	100
QLDF-151-100	150	plissettati	100
QLDF-201-100	200	plissettati	100
QLDF-251-100	250	plissettati	100
QLDF-401-100	400	plissettati	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDF-070-100	0,192	0,056	48232000	08434868037922
QLDF-090-100	0,363	0,089	48232000	08434868037939
QLDF-110-100	0,54675	0,132	48232000	08434868037946
QLDF-125-100	0,54675	0,167	48232000	08434868037960
QLDF-150-100	0,816	0,205	48232000	08434868037984
QLDF-185-100	1,26075	0,341	48232000	08434868038004
QLDF-240-100	1,95075	0,547	48232000	08434868038028
QLDF-111-100	0,6075	0,137	48232000	08434868037953
QLDF-126-100	0,96525	0,186	48232000	08434868037977
QLDF-151-100	0,96525	0,248	48232000	08434868037991
QLDF-201-100	1,848	0,382	48232000	08434868038011
QLDF-251-100	4,851	0,951	48232000	08434868038035
QLDF-401-100	6,48	1,318	48232000	08434868038042

FOTO DEL PRODOTTO

