

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Papel para Test de Blaine

**Descripción :** Papel especialmente indicado para la determinación de la finura del cemento según la norma EN 196-6:2010 (Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura). Disponible en discos de diámetro 12,7 mm y 40,5 mm

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BLAF-012-1K0	12,7	discos	1000
BLAF-040-1K0	40,5	discos	1000

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Blaine test filter paper****Description :** Special paper for determining the fineness of cement according to EN 196-6:2010 standard. Methods of cement testing. Determination of fineness. Available in flat disks. Diameters: 12,7 mm or 40,5 mm

## TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLAF-012-1K0	12,7	disk	1000
BLAF-040-1K0	40,5	disk	1000

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier pour test de Blaine**

**Description :** Papier employé pour la détermination de la finesse du ciment selon la norme EN 196-6:2010 (Méthodes d'essai des ciments, Détermination de la finesse). Disponible en disques plats de diamètre 12,7 mm ou 40,5 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLAF-012-1K0	12,7	plat	1000
BLAF-040-1K0	40,5	plat	1000

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Carta per test di Blaine****Descrizione :** Carta particolarmente indicata per la determinazione della finezza del cemento in base alla norma EN 196-6:2010 (Metodi di prova dei cementi - Determinazione della finezza). Disponibile in filtri standard con diametro di 12,7 mm e 40,5 mm

## DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BLAF-012-1K0	12,7	standard	1000
BLAF-040-1K0	40,5	standard	1000

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Blaine-testpapier****Beschrijving :** Papier, speciaal aangewezen voor het bepalen van de fijnheid van cement volgens de norm EN 196-6:2010 (Testmethoden voor cement, bepaling van de fijnheid). Verkrijgbaar in schijven met een diameter van 12,7 mm en 40,5 mm**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BLAF-012-1K0	12,7	schijven	1000
BLAF-040-1K0	40,5	schijven	1000

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Papier für Blainetest**

**Beschreibung** : Das Papier ist besonders geeignet für die Bestimmung der Feinheit von Zement gemäß EN 196-6:2010 (Zementtestverfahren, Feinheitsbestimmung). Erhältlich als Rundpapier mit einem Durchmesser von 12,7 mm und 40,5 mm.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BLAF-012-1K0	12,7	rund	1000
BLAF-040-1K0	40,5	rund	1000

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

## PRODUKTFOTO

