

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** FILTROS DE MEMBRANA DE AC Y NC, NO ESTÉRILES**Descripción :** Membranas blancas hidrófilas disponibles en acetato de celulosa (AC) y nitrato de celulosa (NC)**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Ø (mm)	poro (µm)	tipo	unidades por ref.
MACN-447-100	47	0,45	acetato de celulosa	100
MACN-247-100	47	0,20	acetato de celulosa	100
MACN-847-100	47	0,80	acetato de celulosa	100
MCNN-447-100	47	0,45	nitrato de celulosa	100
MCNN-247-100	47	0,20	nitrato de celulosa	100
MCNN-847-100	47	0,80	nitrato de celulosa	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** CN AND CE MEMBRANE FILTERS, NON-STERILE**Description :** Hydrophilic plain white membranes available in cellulose nitrate (CN) and cellulose acetate (CA).**TECHNICAL DATA**

reference	Ø (mm)	pore (µm)	type	pcs/pack
MACN-447-100	47	0,45	cellulose acetate	100
MACN-247-100	47	0,20	cellulose acetate	100
MACN-847-100	47	0,80	cellulose acetate	100
MCNN-447-100	47	0,45	cellulose nitrate	100
MCNN-247-100	47	0,20	cellulose nitrate	100
MCNN-847-100	47	0,80	cellulose nitrate	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FILTRE DE MEMBRANE EN ACÉTATE ET NITRATE DE CELLULOSE, NON STÉRILE**Description :** Membranes blanches lisses hydrophiles disponibles en nitrate de cellulose (CN) et en acétate de cellulose (CA).

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	pore(µm)	type	unités par ref.
MACN-447-100	47	0,45	acétate de cellulose	100
MACN-247-100	47	0,20	acétate de cellulose	100
MACN-847-100	47	0,80	acétate de cellulose	100
MCNN-447-100	47	0,45	nitrate de cellulose	100
MCNN-247-100	47	0,20	nitrate de cellulose	100
MCNN-847-100	47	0,80	nitrate de cellulose	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FILTRI A MEMBRANA IN AC E NC, NON STERILI**Descrizione :** Membrane bianche lisce idrofile disponibile in nitrato di cellulosa (CN) e acetato di cellulosa (CA).

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	poro (µm)	tipo	unità per ref.
MACN-447-100	47	0,45	acetato di cellulosa	100
MACN-247-100	47	0,20	acetato di cellulosa	100
MACN-847-100	47	0,80	acetato di cellulosa	100
MCNN-447-100	47	0,45	nitrato di cellulosa	100
MCNN-247-100	47	0,20	nitrato di cellulosa	100
MCNN-847-100	47	0,80	nitrato di cellulosa	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : CA- EN CN-MEMBRAANFILTERS, NIET-STERIEL****Beschrijving :** Hydrofiele effen witte membranen verkrijgbaar in cellulosenitraat (CN) en celluloseacetaat (CA).**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø (mm)	porie (µm)	type	stuks per ref.
MACN-447-100	47	0,45	celluloseacetaat	100
MACN-247-100	47	0,20	celluloseacetaat	100
MACN-847-100	47	0,80	celluloseacetaat	100
MCNN-447-100	47	0,45	cellulosenitraat	100
MCNN-247-100	47	0,20	cellulosenitraat	100
MCNN-847-100	47	0,80	cellulosenitraat	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MEMBRANFILTER AUS CELLULOSEACETAT UND CELLULOSENITRAT, UNSTERIL**Beschreibung :** Hydrophile glatte weiße Membranen, erhältlich aus Cellulosenitrat (CN) und Celluloseacetat (CA).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	Porengröße (µm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
MACN-447-100	47	0,45	Celluloseacetat	100
MACN-247-100	47	0,20	Celluloseacetat	100
MACN-847-100	47	0,80	Celluloseacetat	100
MCNN-447-100	47	0,45	Cellulosenitrat	100
MCNN-247-100	47	0,20	Cellulosenitrat	100
MCNN-847-100	47	0,80	Cellulosenitrat	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MACN-447-100	0,75	0,07	48232000	08434868028388
MACN-247-100	0,78	0,07	48232000	08434868028371
MACN-847-100	0,84	0,07	48232000	08434868028395
MCNN-447-100	0,84	0,07	48232000	08434868030459
MCNN-247-100	0,504	0,07	48232000	08434868030442
MCNN-847-100	0,7	0,07	48232000	08434868030466

PRODUKTFOTO

