

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø100 mm de poliestireno

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, aséptica	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	con 3 vientos, estéril	480

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø100 mm Polystyrene Petri dishes

Description : Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	aseptic, with 3 vents	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	sterile, with 3 vents	480

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø100 mm en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	havec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	avec 3 ergots, aseptique	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	avec 3 ergots, stérile	480

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø100 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz aseptici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	480

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Petrischalen Ø100 mm van polystyreen

Beschrijving : Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden aseptisch of steriel door bestraling. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis(mm)	hbasis(mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	met 3 ventilatieopeningen, steriel	480

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Petrischalen Ø100 mm aus Polystyrol**Beschreibung :** Verpackt in Beuteln mit je 10 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis(mm)	Hmit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-100-480	96,6	12,6	13,9	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	480
PDIP-10E-480	96,6	12,6	13,9	mit 3 Belüftungsnocken, steril	480

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-480	78,2	9,833	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	78,2	9,959	39269097	08434868085541

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C