

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø150 mm de poliestireno

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	con 3 vientos, estéril	140

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø150 mm Polystyrene Petri dishes**Description :** Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Certificate of sterilization (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	sterile, with 3 vents	140

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø150 mm en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	havec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	avec 3 ergots, stérile	140

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø150 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	140

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Petrischalen Ø150 mm van polystyreen**Beschrijving** : Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden, steriel door bestraling. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis(mm)	hbasis(mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	met 3 ventilatieopeningen, steriel	140

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Petrischalen Ø150 mm aus Polystyrol**Beschreibung :** Verpackt in Beuteln mit je 10 St., sterilisiert durch Bestrahlung. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis(mm)	Hmit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	mit 3 Belüftungsnocken, steril	140

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C