

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de contacto Rodac de poliestireno**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Placas para el contaje de bacterias en superficies. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)


DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	con 3 vientos, aséptica	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	con 3 vientos, estéril	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Polystyrene Rodac contact plate**Description :** Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Contact plate for bacterial count in test surfaces. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)


TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	aseptic, with 3 vents	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	sterile, with 3 vents	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte contact en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Pour comptage de micro-organismes. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com


DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	havec couvercle (mm)	type	unités par ref.
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	avec 3 ergots, aseptique	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	avec 3 ergots, stérile	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre da contatto Rodac in polistirene

Descrizione : Fornita in pacchi da 10 pz aseptici o radiosterilizzati. Piastra per conta batterica sulla superficie di test. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)


DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

FOTO DEL PRODOTTO




ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Contactplaten Rodac van polystyreen****Beschrijving :** Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden aseptisch of gesteriliseerd door bestraling. Platen voor het tellen van bacteriën op oppervlakken. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Øbasis(mm)	hbasis(mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	met 3 ventilatieopeningen, steriel	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rodac-Kontaktplatten aus Polystyrol**Beschreibung :** Verpackt in Beuteln mit je 10 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Platten zum Zählen von Bakterien auf Oberflächen. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis(mm)	Hmit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CPLP-060-1K0	62,2	11	16,6	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	1000
CPLP-E60-1K0	62,2	11	16,6	mit 3 Belüftungsnocken, steril	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLP-060-1K0	73,632	11,09	39269097	08434868014930
CPLP-E60-1K0	73,632	10,5	39269097	08434868014947

PRODUKTFOTO

