

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Microscopio biológico, SFC-100

Descripción : Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º. Ocular gran campo WF10X/18 mm con puntero. Objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X S. Enfoque macro y micrométrico con ajuste de tensión. Condensador A.N. 0,65. Diafragma iris con porta-filtros. Iluminación LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de intensidad. Incluye funda protectora. Alimentación 100-240 V (CE), baterías y cargador incluido. Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM01-L01-001	microscopio SFC-100F LED (iluminación LED)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Biological microscope, SFC-100

Description : Monocular head, inclined at 45 degrees and rotating 360°. Widefield WF10X/18mm eyepiece with built-in pointer. Achromatic DIN objectives 4X, 10X, 40X S Coarse and fine focusing adjustment. 0.65NA fixed condenser. Iris diaphragm with filter holder. LED 20 mA, 3.5 V, 70 mW illumination, with intensity control. Cover included. Main supply 100-240 V (CE), batteries and charger included. Warranty 5 years on optical and mechanical components. Delivery time 3-4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM01-L01-001	microscope SFC-100 F LED (LED illumination)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope de biologie, SFC-100

Description : Tête monoculaire, inclinée 45°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/18 mm avec pointeur. Objectifs DIN achromatiques 4X, 10X, 40X R. Mise au point macrométrique et micrométrique séparée avec réglage de tension. Condenseur O.N. 0,65. Diaphragme à iris avec support filtre. Éclairage LED 20mA, 3,5V, 70mW avec contrôle d'intensité. Inclut housse de protection. Alimentation 100-240 V (CE), piles et chargeur inclus. Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM01-L01-001	microscope SFC-100F LED (éclairage LED)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microscopio biologico, SFC-100

Descrizione : Testata monoculare inclinata a 45° e rotante a 360°. Oculare a largo campo WF10X/18 mm con puntatore. Obiettivi acromatici DIN 4X, 10X e 40X S. Messa a fuoco macrometrica e micrometrica con regolazione della tensione. Condensatore N.A. 0,65. Diaframma ad iride con portafiltri. Illuminazione LED da 20 mA, 3,5 V, 70 mW con controllo dell'intensità. Include copertina antipolvere. Alimentazione 100-240 V (CE), batterie e caricatore inclusi. Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 3-4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM01-L01-001	microscopio SFC-100F LED (illuminazione LED)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Biologische microscoop , SFC-100**

Beschrijving : Monoculaire kop, 45° gekanteld en 360° draaibaar. WF10X/18mm breedveld oculair met pointer. Achromatische objectieven DIN 4X, 10X en 40X S. Grove en fijne focus met spanningsaanpassing. Condensor A.N. 0,65. Irisdiafragma met filterhouder. 20mA, 3,5V, 70mW LED-verlichting met intensiteitsregeling. Inclusief beschermhoes. Voeding 100-240 V (CE), batterijen en oplader inbegrepen. 5 jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. 2-3 weken levertijd



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BM01-L01-001	microscoop SFC-100F LED (LED-verlichting)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Biologisches Mikroskop, SFC-100

Beschreibung : Monokularer Kopf, 45°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okular WF10X/18mm mit Zeiger. Achromatische Objektive DIN 4X, 10X y 40X S. Makro- und mikrometrische Fokussierung mit Druckeinstellung. Kondensator A.N. 0,65. Irisblende mit Filterhalter. LED-Beleuchtung mit 20 mA, 3,5 V, 70 mW mit Intensitätskontrolle. Mit Schutzhülle. Netzanschluss 100-240 V (CE), Batterien und Ladegerät inbegriffen. Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 3-4 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BM01-L01-001	Mikroskop SFC-100F LED (LED-Beleuchtung)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM01-L01-001	30,89	3,662	90118000	08434868007772

PRODUKTFOTO

