

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho para productos fotosensibles

**Descripción :** Con tapón de rosca y obturador. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Narrow neck graduated bottle, cylindrical, LDPE, for photosensitive products

**Description :** With screw cap and insert plug. With rings in bottle body and cap for security sealing

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué, pour produit photosensible**

**Description :** En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis et obturateur. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Bottiglia cilindrica graduata in LDPE a collo stretto per prodotti fotosensibili

**Descrizione :** Con tappo a vite e otturatore. Con asole su tappo e spalla per l'apposizione di un sigillo di garanzia

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Ronde LDPE-fles met schaalverdeling met smalle hals voor lichtgevoelige producten****Beschrijving :** Met schroefdop en pakking. Met ringen op het lichaam van de fles en op de dop om een garantiesluiting aan te brengen**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	stuks per ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

**PRODUKTFOTO****MATERIAAL**

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : LDPE-Rundflasche mit engem Hals, graduiert, für lichtempfindliche Produkte**

**Beschreibung :** Mit Schraubverschluss und Blende. Mit Ringen am Flaschenkörper und Verschluss, um eine Versiegelung anzubringen.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C