

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Tapón roscado para viales con septum de silicona/PTFE****Descripción :** Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425. En el modelo "pre-slit" el septum está preperforado para una óptima inyección

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SC02-W02-100	septum silicona/PTFE, azul	100
SC02-R02-100	septum silicona/PTFE, rojo	100
SC02-G02-100	septum silicona/PTFE, verde	100
SC02-P02-100	septum pre-slit silicona/PTFE, azul	100
SC02-W02-1K0	septum silicona/PTFE, azul	10 x 100
SC02-R02-1K0	septum silicona/PTFE, rojo	10 x 100
SC02-G02-1K0	septum silicona/PTFE, verde	10 x 100
SC02-P02-1K0	septum pre-slit silicona/PTFE, azul	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		



GENERAL INFORMATION**Product name : Screw cap with septa silicon/PTFE****Description :** Caps made of polypropylene suitable for screw caps 9-425. In "Pre-slit" reference, septa is pierced for an optimal injection

Available in standard size and economy size


TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SC02-W02-100	silicone/PTFE septa, blue	100
SC02-R02-100	silicone/PTFE septa, red	100
SC02-G02-100	silicone/PTFE septa, green	100
SC02-P02-100	pre-slit silicone/PTFE septa, blue	100
SC02-W02-1K0	silicone/PTFE septa, blue	10 x 100
SC02-R02-1K0	silicone/PTFE septa, red	10 x 100
SC02-G02-1K0	silicone/PTFE septa, green	10 x 100
SC02-P02-1K0	pre-slit silicone/PTFE septa, blue	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Bouchon à visser pour flacon avec septum en silicone/PTFE****Description :** Bouchon en polypropylène adéquat pour cols à vis 9 - 425. Pour le modèle «pre-slit» le septum est perforé pour permettre une injection optimale

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SC02-W02-100	septum silicone/PTFE, bleu	100
SC02-R02-100	septum silicone/PTFE, rouge	100
SC02-G02-100	septum silicone/PTFE, vert	100
SC02-P02-100	septum pre-slit silicone/PTFE, bleu	100
SC02-W02-1K0	septum silicone/PTFE, bleu	10 x 100
SC02-R02-1K0	septum silicone/PTFE, rouge	10 x 100
SC02-G02-1K0	septum silicone/PTFE, vert	10 x 100
SC02-P02-1K0	septum pre-slit silicone/PTFE, bleu	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Tappo filettato per fiale con setto in silicone/PTFE****Descrizione :** Tappo in polipropilene adatto a fiala con filettatura 9-425. Nel modello "pre-slit" il setto è forato per un'iniezione ottimale

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SC02-W02-100	setto silicone/PTFE, blu	100
SC02-R02-100	setto silicone/PTFE, rosso	100
SC02-G02-100	setto silicone/PTFE, verde	100
SC02-P02-100	setto pre-slit silicone/PTFE, blu	100
SC02-W02-1K0	setto silicone/PTFE, blu	10 x 100
SC02-R02-1K0	setto silicone/PTFE, rosso	10 x 100
SC02-G02-1K0	setto silicone/PTFE, verde	10 x 100
SC02-P02-1K0	setto pre-slit silicone/PTFE, blu	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Schroefdrop voor vials met siliconen/PTFE septum****Beschrijving :** Polypropyleen doppen geschikt voor vials met een 9-425-schroefdrop. In het "pre-slit" model is het septum voorgeperforeerd voor een optimale injectieProduct beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
SC02-W02-100	siliconen/PTFE-septum, blauw	100
SC02-R02-100	siliconen/PTFE-septum, rood	100
SC02-G02-100	siliconen/PTFE-septum, groen	100
SC02-P02-100	pre-slit siliconen/PTFE-septum, blauw	100
SC02-W02-1K0	siliconen/PTFE-septum, blauw	10 x 100
SC02-R02-1K0	siliconen/PTFE-septum, rood	10 x 100
SC02-G02-1K0	siliconen/PTFE-septum, groen	10 x 100
SC02-P02-1K0	pre-slit siliconen/PTFE-septum, blauw	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Schraubverschlüsse für Probenröhrchen, mit Silikon/PTFE-Septum****Beschreibung :** Verschlüsse aus Polypropylen, geeignet für Vials mit dem Gewinde 9-425. Beim Pre-Slit-Modell ist das Septum vorperforiert, um eine optimale Injektion zu gewährleisten.

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
SC02-W02-100	Septum aus Silikon/PTFE, blau	100
SC02-R02-100	Septum aus Silikon/PTFE, rot	100
SC02-G02-100	Septum aus Silikon/PTFE, grün	100
SC02-P02-100	Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE, blau	100
SC02-W02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, blau	10 x 100
SC02-R02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, rot	10 x 100
SC02-G02-1K0	Septum aus Silikon/PTFE, grün	10 x 100
SC02-P02-1K0	Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE, blau	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-W02-100	215	0,03	39235090	08434868041158
SC02-R02-100	215	0,03	39235090	08434868105874
SC02-G02-100	215	0,03	39235090	08434868105867
SC02-P02-100	300	0,08	39235090	08434868041141
SC02-W02-1K0		0,00		
SC02-R02-1K0		0,00		
SC02-G02-1K0		0,00		
SC02-P02-1K0		0,00		

