

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Gradilla universal para tubos

**Descripción :** De polipropileno. En cada cara acepta tubos de distintos diámetros: 40 tubos de Ø 12 mm, 20 tubos de Ø 20 mm, 24 tubos de centrifuga de 15 ml u 8 tubos de centrifuga de 50 ml



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MTSP-001-001	multirack, azul	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Universal test tube rack****Description :** Made of polypropylene. In each side, different tube diameters can be hold: 40 tubes Ø 12 mm, 20 tubes Ø 20 mm, 24 centrifuge tubes 15 ml or 8 centrifuge tubes 50 ml

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MTSP-001-001	universal rack, blue	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Portoir universel pour tube****Description :** En polypropylène. Chaque face accepte des tubes de différents diamètres : 40 tubes de 12 mm, 20 tubes de 20 mm, 24 tubes à centrifuger de 15 ml ou 8 tubes à centrifuger de 50 ml

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MTSP-001-001	multirack, bleu	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Portaprovette universale**

**Descrizione** : In polipropilene. Ogni faccia consente di alloggiare provette di diametro diverso: 40 provette da Ø12 mm, 20 provette da Ø20 mm, 24 provette per centrifuga da 15 ml oppure 8 provette per centrifuga da 50 ml



Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MTSP-001-001	multirack, blu	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Universeel rek voor buizen****Beschrijving :** Van polypropyleen. Op elk vlak accepteert het buizen van verschillende diameters: 40 buisjes van Ø 12 mm, 20 buisjes van Ø 20 mm, 24 centrifugebuisjes van 15 ml of 8 centrifugebuisjes van 50 ml

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MTSP-001-001	rek, blauw	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Universalständer für Röhrcen**

**Beschreibung** : Aus Polypropylen. Verschiedene Seiten geeignet für verschiedene Röhrcendurchmesser: 40 Röhrcen mit Ø 12 mm, 20 Röhrcen mit Ø 20 mm, 24 x 15 ml Zentrifugenröhrcen oder 8 x 50 ml Zentrifugenröhrcen.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MTSP-001-001	Multirack, blau	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MTSP-001-001	19,72825	0,3	39269097	08434868032392

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.