



Easy to transport and store, CB balance delivers performance with compact portability. Battery operation means it can be used anywhere, while auto power-off helps conserve power. A sealed keypad and one-piece housing are simple to clean. The grade 304 stainless steel pan can be wiped down quickly and accommodates either single items or bulk powders. A backlit display shows the user the weight and remaining battery level. An optional power adapter is available.

Convenient features for portable precision weighing



Features

- Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- Lightweight design simplifies transport and portability
- Sealed keypad protects against dirt and spills
- Level indicator and adjustable feet ensure proper balance setup for optimum weighing results
- External calibration allows for verification and adjustment with weights
- Simple operation allows quick startup and use with little or no training
- Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading
- Low-battery indicator alerts users when batteries need replacement
- 6VDC 200mA Adapter
- Operates with AC adapter (not included) or batteries (included)

Applications

- Weighing

About ADAM:

For more than 40 years, professionals worldwide have relied on Adam Equipment for an extensive selection of dependable and affordable weighing equipment. Adam provides the right balance of speed, performance and value.

Model	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacity	500g	1000g	3000g
Readability	0.1g	0.1g	1g
Repeatability (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linearity (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Pan Size	5.1" ø / 130mm ø		
Weighing Units	g, lb, oz		
Stabilisation Time (sec)	2		
Calibration	External calibration		
Display	LCD with 0.5"/ 12mm -high digits		
Power Supply	2 x AA batteries / Optional 6VDC 200mA adapter		
Operating Temperature	0° to 40°C		
Housing	ABS plastic		
Overall Dim.	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (wxdxh)		
Net Weight	0.9lb / 0.4kg		

Accessories

Item number	Description
700400120.....	6VDC 200mA adapter
700230015.....	In-use cover
700660290.....	Calibration certificate
700100060.....	M1 500g Calibration Weight
700100029.....	M1 1kg Calibration Weight

Supplied by



Fácil de transportar y almacenar, CB balance ofrece un rendimiento con portabilidad compacta. Su funcionamiento con batería significa que puede ser utilizado en cualquier lugar, mientras que su apagado automático ayuda a conservar la energía. El teclado sellado y caja de una sola pieza son fáciles de limpiar. La cacerola de acero inoxidable de grado 304 se puede limpiar rápidamente y acomoda bien artículos o polvos a granel. Una pantalla le muestra al usuario el peso y el nivel de batería restante. Se encuentra disponible un adaptador de alimentación opcional.

Proporciona características y consistencia para un rendimiento portátil



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacidad	500g	1000g	3000g
Legibilidad	0.1g	0.1g	1g
Repetibilidad (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linealidad (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Tamaño del plato	5.1" ø / 130mm ø		
Unidades de medida	g, lb, oz		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	LCD con dígitos 0.5" / 12mm de alto		
Alimentación de corriente	Pilas 2 x AA / 6VDC opcional adaptador de 200mA		
Temperatura de operación	0° a 40°C		
Carcasa	ABS		
Dimensiones totales	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (aprox)		
Peso Neto	0.9lb / 0.4kg		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700400120.....	Adaptador 6VDC 200mA
700230015.....	Cubierta de Protección
700660290	Certificado de Calibración
700100060	M1 500g Pesa de Calibración
700100029	M1 1kg Pesa de Calibración

Suministrados por



Facile à transporter et à ranger, la balance CB offre une performance portable et compacte. Elle peut être utilisée n'importe grâce à une opération par batterie, et la fonction d'arrêt automatique permet d'économiser de l'énergie. Le clavier étanche et le boîtier conçu d'une pièce sont simples à nettoyer. Le plateau en acier inoxydable 304 peut être essuyé rapidement et peut accueillir des objets simples ou des poudres en masse. Un écran rétroéclairé affiche le poids et le niveau de la batterie restante pour l'utilisateur. Un adaptateur optionnel est disponible.

Fournit fonctionnalités et cohérence pour une performance portable



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- L'indicateur de niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées
- Mains operation (adapater opt.) and battery operation (batteries are included)

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacité	500g	1000g	3000g
Précision	0.1g	0.1g	1g
Reproductibilité (S.D)	0.1g	0.1g	1g
Linéarité (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Taille du plateau	5.1" ø / 130mm ø		
Unités de pesage	g, lb, oz		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD avec des chiffres de 0.5"/ 12mm de haut		
Alimentation	2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif		
Température d'utilisation	0° à 40°C		
Boîtier	ABS		
Dim. totale	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (lpxh)		
Poids net	0.9lb / 0.4kg		

Accessoires

Numéro d'article	Description
700400120.....	Adaptateur 6VDC 200mA
700230015.....	Coque de protection en plastique
700660290.....	Certificat de Calibrage
700100060.....	Masse de calibrage M1 500g
700100029.....	Masse de calibrage M1 1kg

Fourni par



Facile da trasportare e riporre, la bilancia CB offre prestazioni e portabilità compatta. Funzionamento a batteria significa che può essere utilizzato ovunque, mentre lo spegnimento automatico consente di risparmiare energia. Tastiera sigillata e monoblocco sono semplici da pulire. Il piatto in acciaio inossidabile 304 può essere pulito rapidamente e può pesare sia singoli granelli o grandi quantità di polveri. Un display retroilluminato mostra all'utente il peso e il livello di batteria rimanente. È disponibile un adattatore di alimentazione opzionale.

Funzioni utili per la pesatura di precisione portatile



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Indicatore di livello e piedini regolabili per assicurare una installazione appropriata per risultati di pesatura ottimali
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Indicatore di batteria in esaurimento avvisa gli utenti quando le batterie hanno bisogno di essere sostituite

Applicazioni

- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacita'	500g	1000g	3000g
Precisione	0.1g	0.1g	1g
Ripetibilita' (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linearita' (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Dimensione piatto	5.1" ø / 130mm ø		
Unita' di misura	g, lb, oz		
Tempo di stabilizzazione (sec)	2		
Calibratura	Calibratura esterna		
Visualizzazione	LCD con caratteri 0.5" / 12mm alti		
Alimentazione	2 x batterie AA / Optional 6VDC 200mA adapter		
Temperatura di esercizio	0° a 40°C		
Custodia	ABS plastica		
Dimensioni totali	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (lpxh)		
Peso netto	0.9lb / 0.4kg		

Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
700400120.....	Adattatore 6VDC 200Ma
700230015.....	Coperchio protettivo per CB
700660290.....	Certificato di calibratura
700100060.....	M1 Peso di calibratura da 500g
700100029.....	M1 Peso di calibratura da 1kg

Consegnato da



Leicht zu transportieren und zu lagern, liefert die CB Waage Leistung mit kompakter Portabilität. Akku-Betrieb bedeutet, dass sie überall eingesetzt werden kann, während die automatische Abschaltung hilft, Energie zu sparen. Die versiegelte Tastatur und das einteilige Gehäuse sind einfach zu reinigen. Die Grad 304 Edelstahlwanne kann schnell gereinigt werden und bietet Platz für einzelne Elemente oder loses Pulver. Ein Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt dem Benutzer das Gewicht und die verbleibende Akku-Zeit. Ein optionales Netzteil steht zur Verfügung.

Klein, rundlich, mobil - und sehr verlässlich



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Leichte, handliche Bauweise
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Batterieanzeige weist hin, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CB 501	CB 1001	CB 3000
Kapazität	500g	1000g	3000g
Ablesbarkeit	0.1g	0.1g	1g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linearität (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Größe Wägeplatte	130mm ø		
Wä geeinheiten	g, lb, oz		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	LCD mit 12mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	2 x AA batteries / 6VDC 200mA Adapter (opt.)		
Betriebstemperatur	0° bis 40°C		
Gehäuse	ABS Kunststoff		
Gesamtabmessungen	160x205x45mm (BxTxH)		
Nettogewicht	0.4kg		

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700400120.....	6VDC 50/60Hz 200mA Adapter
700230015.....	Arbeitsschutzhaube
700660290.....	Adam Kalibrierschein
700100060.....	M1 500g Kalibriergewicht
700100029.....	M1 1kg Kalibriergewicht

Bestellen