

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cinta indicadora de esterilización

Descripción : Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando ha sido expuesta a un ciclo de esterilización. La tinta de la cinta cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesta a 120 °C durante 20 minutos, a 125 °C durante 10 minutos o a 135 °C durante 5 minutos



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STAP-A55-001	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	1
STAP-A55-010	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Indicator tape for sterilization

Description : Self-adhesive tape with impregnated paper turning to colour when exposed to sterilization process. Tape turns from white to brown when exposed at 120 °C during 20 minutes, at 125 °C during 10 minutes or at 135 °C during 5 minutes



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STAP-A55-001	50 m x 19 mm roll, for autoclave	1
STAP-A55-010	50 m x 19 mm roll, for autoclave	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

These tapes indicate that package has been subjected to sterilization process and distinguished sterilized packages from non-sterilized ones. Single adhesive tape designed for steam sterilization, not for sterilizers validation. The backing is made from semi-creped impregnated paper which is highly conformable and printed with a steam process indicator. The adhesive is based on natural rubber and resins, resistant to high temperature and humidity, ensuring high adhesion to paper, plastic, metal, cloths and non-woven. Once processed, the tape can be easily removed, without any release of adhesive on the application surface.

- Product to be stored at room temperature, away from humidity and light/sun sources.
- When properly stored, the product has 36 months shelf-life from manufacturing date.

BACKING: IMPREGNATED SEMI-CREPED PAPER PRINTED WITH STEAM PROCESS INDICATOR

ADHESIVE: NATURAL RUBBER AND RESINS INK

COLOUR: BEFORE: LIGHT YELLOW / AFTER: BROWN

Medium values (Test methods):

BACKING THICKNESS : 110 µm (PSTC 133)

TOTAL THICKNESS : 135/170 µm (PSTC 133)

ADHESIVITY ON STEEL : 4,0 N/25 mm (PSTC 101)

TENSILE STRENGTH : 100 N/25 mm (PST 131)

ROPTURE ELONGATION : 7% (PST 131)

STERILIZATION CYCLES: Saturated steam cycles 121 °C / 134 °C (EN 867 CLASS 2)

ROLL DIMENSIONS : mm. 12/19/25 mt 50/55 (PSTC 171)

The above data represent medium values obtained from our labs. Use advice and indicated results correspond to our best technical knowledge but do not take them as guaranty. The user shall check in advance the suitability of the product and the application method to specific applications. Product manufactured in compliance to the following directive : • UNI EN ISO 11140-1 current edition : "Sterilization of health care products – Chemical indicators – Part 1 : General requirements" for the applicable parts to Class 1 process indicators.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ruban indicateur de stérilisation

Description : Ruban adhésif avec une teinte spéciale qui change de couleur après exposition à un cycle de stérilisation. La couleur du ruban change du blanc au marron après exposition à 120 °C pendant 20 minutes, à 125 °C pendant 10 minutes ou à 135 °C pendant 5 minutes



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STAP-A55-001	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	1
STAP-A55-010	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Nastro indicatore di sterilizzazione

Descrizione : Nastro autoadesivo realizzato con una speciale tinta che cambia colore quando viene sottoposta a un ciclo di sterilizzazione. La tinta del nastro vira dal bianco al marrone dopo essere stata sottoposta a una temperatura di 120 °C per 20 minuti, di 125 °C per 10 minuti o di 135 °C per 5 minuti



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STAP-A55-001	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	1
STAP-A55-010	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Sterilisatie-indicatietape

Beschrijving : Zelfklevende tape met een speciale inkt die van kleur verandert wanneer deze wordt blootgesteld aan een sterilisatiecyclus. De inkt op het lint verandert van wit in bruin bij blootstelling aan 120 °C gedurende 20 minuten, 125 °C gedurende 10 minuten of 135 °C gedurende 5 minuten



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STAP-A55-001	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	1
STAP-A55-010	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sterilindikatorband

Beschreibung : Selbstklebendes Band mit Spezialfärbung, das die Farbe wechselt, wenn es einem Sterilisationszyklus ausgesetzt wurde. Die Farbe des Bands wechselt von weiß zu braun, wenn es 20 Minuten lang 120 °C, 10 Minuten lang 125 °C oder 5 Minuten lang 135 °C ausgesetzt wurde.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STAP-A55-001	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	1
STAP-A55-010	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,145	0,082	48025890	08434868044814
STAP-A55-010	1	0,8	48025890	08434868044821

PRODUKTFOTO

