



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Rotator stirrer with carousel type design, RD80

**Description :** It provides smooth motion but effective to obtain a homogeneous mixture. The rotator comes with a carousel type design. Compact space-saving design fits easily in the incubator. Control speed regulation between 0 and 80 rpm. Fix mixing angle: 90°. Continuous operation type. Includes a wide variety of plastic clips for fixing microtubes and tubes with a volume range of 1.5 ml and 50 ml. External dimensions (L x W x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MIXS-006-001	rotator stirrer with carousel type design LBX RD80 series	1
MIXS-A16-012	plastic clips for fixing 1.5 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A26-012	plastic clips for fixing 15 ml centrifuge tubes	12
MIXS-A36-012	plastic clips for fixing 50 ml centrifuge tubes	12

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	20	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954

PRODUCT PHOTO





## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Agitador rotativo tipo carrusel, RD80

**Descripción :** Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Rotor con diseño tipo "carrusel". Diseño compacto que ahorra espacio y encaja fácilmente en una incubadora. Control de la velocidad regulable entre 0 y 80 rpm. Ángulo de trabajo fijo a 90°. Modo de funcionamiento continuo. Incluye una gran variedad de clips para sujetar microtubos y tubos entre 1,5 ml y 50 ml. Dimensiones externas (L x A x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MIXS-006-001	agitador rotativo tipo carrusel LBX RD80	1
MIXS-A16-012	clips para sujetar microtubos de centrífuga de 1,5 ml	12
MIXS-A26-012	clips para sujetar tubos de centrífuga de 15 ml	12
MIXS-A36-012	clips para sujetar tubos de centrífuga de 50 ml	12

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	20	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur rotatif type carrousel, RD80**

**Description :** Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Rotor avec design type « carrousel ». Design compact qui permet un gain de place et un rangement facile dans un incubateur. Contrôle de la vitesse, réglable entre 0 et 80 rpm. Angle de travail fixe de 90°. Fonctionnement continu. Inclut une grande variété de clips pour fixer les microtubes de 1.5 ml et tubes de 50 ml. Dimensions extérieures (L x l x H) : 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MIXS-006-001	agitateur rotatif type carrousel LBX RD80	1
MIXS-A16-012	clips pour fixer microtubes à centrifuger de 1.5 ml	12
MIXS-A26-012	clips pour fixer tubes à centrifuger de 15 ml	12
MIXS-A36-012	clips pour fixer tubes à centrifuger de 50 ml	12

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	20	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954





## INFORMAZIONE GENERALE

### Nome del prodotto : Agitatore rotante tipo carosello, RD80

**Descrizione** : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Rotore con design di tipo "carosello". Design compatto che consente di risparmiare spazio e inserire facilmente l'apparecchio in incubatrice. Controllo della velocità regolabile da 0 a 80 rpm. Angolo di rotazione fisso a 90°. Modalità di funzionamento continuo. Include una vasta gamma di clips per microprovette e provette da 1,5 ml a 50 ml. Dimensioni esterne (L x h x l): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni.

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MIXS-006-001	Agitatore rotante tipo carosello, LBX RD80	1
MIXS-A16-012	clips per agganciare microprovette per centrifuga da 1,5 ml	12
MIXS-A26-012	clips per agganciare provette per centrifuga da 15 ml	12
MIXS-A36-012	clips per agganciare provette per centrifuga da 50 ml	12

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-006-001	20	2,5	84798200	08434868030800
MIXS-A16-012	0,5	0,5	84798200	08434868030855
MIXS-A26-012	0,5	0,5	84798200	08434868030909
MIXS-A36-012	0,5	0,5	84798200	08434868030954

