

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placa calefactora básica, JECE1233 y CE220

Descripción :

Placa calefactora básica para calentamientos ocasionales, no apta para trabajar en continuo a la máxima potencia. Potencia regulable (5 posiciones). Protección contra sobrecalentamiento. 230 V/50 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	núm. de placas	potencia	dimensiones plato	modelo	unidades por ref.
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Basic heating plate, JECE1233 and CE220**Description :** Basic heating plate for occasional heating, not suitable for continuous use at maximum power. Regulable power (5 positions). Overheating protection. 230 V/50 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	number of plates	power	pan size	model	pcs/pack
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plaque chauffante basique, JECE1233 et CE220

Description : Plaque chauffante pour utilisation occasionnelle : n'est pas adaptée pour un usage continu à la puissance maximale. Puissance réglable (5 positions). Protection contre la surchauffe. 230 V/50 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	nb. de plaques	puissance	dimensions plateau	modèle	unités par ref.
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra riscaldante basic, JECE1233 e CE220**Descrizione :** Piastra riscaldante basic per un uso occasionale, non adatta a lavorare continuativamente alla massima potenza. Potenza regolabile (5 posizioni). Protezione dal surriscaldamento. 230 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	num. di piastre	potenza	dimensioni piatto	Modello	unità per ref.
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Basisverwarmingsplaat, JECE1233 en CE220

Beschrijving : Basis verwarmingsplaat voor occasioneel verwarmen, niet geschikt voor continu gebruik op maximaal vermogen. Instelbaar vermogen (5 standen). Bescherming tegen oververhitting. 230 V/50 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. plaats	vermogen	afmetingen plaat	model	stuks per ref.
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Heizplatte, Basic, JECE1233 und CE220

Beschreibung : Heizplatte für den gelegentlichen Gebrauch, nicht für den Dauerbetrieb bei maximaler Leistung geeignet. Einstellbare Leistung (fünf Positionen). Überhitzungsschutz. 230V/50Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Heizplatten	Leistung	Maße Platte	Modell	Stückzahl pro Artikel
HEAB-1K7-001	1	1400 W	Ø 185 mm	JECE1233	1
HEAB-1K8-001	2	1500 / 750 W	Ø 187 / 157 mm	CE220	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,965	2,32	84798997	08434868025868
HEAB-1K8-001	14,05	3,86	84798997	08434868099692

PRODUKTFOTO

