

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Crisol de cuarzo transparente

Descripción : Forma alta. Pueden soportar temperaturas hasta 1100°C. El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øborde (mm)	h (mm)	unidades por ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Quartz crucible, transparent

Description : Tall form. They can withstand temperatures up to 1100 ° C. Price includes crucible and lid



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ørim (mm)	h (mm)	pcs/pack
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Creuset en quartz transparent**Description :** Forme haute. Résiste à des températures jusqu'à 1100°C. Couvercle inclus

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup(mm)	h (mm)	unités par ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Crogiolo di quarzo trasparente**Descrizione :** Forma alta. Resistente fino a una temperatura di 1100 °C. Il prezzo corrisponde al set composto da crogiolo e coperchio

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbordo (mm)	h (mm)	unità per ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Transparante smeltkroes van kwarts

Beschrijving : Hoge vorm. Is bestand tegen temperaturen tot 1100 °C. De prijs komt overeen met de set van smeltkroes en deksel



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ørand (mm)	h (mm)	stuks per ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tiegel aus Quarz, transparent**Beschreibung :** Hohe Form. Geeignet für Temperaturen bis 1100 °C. Der Preis bezieht sich auf das Set mit Tiegel und Deckel.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØRand(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
CRQZ-020-001	20 ml	35	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	45	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	49	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	59	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	72	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,02	0,032	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,03	0,032	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,03	0,038	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,05	0,048	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,078	70179000	08434868015746

PRODUKTFOTO

