

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soluciones para la conservación de electrodos LABKEM**Descripción :** Soluciones de electrolito para la conservación del electrodo, regeneración del electrodo y solución para limpieza enzimática de la membrana del electrodo

DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
POCL-30A-250	250 ml	solución para conservación, potasio cloruro 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	potasio cloruro 3M+AgCl - electrodos rellenables	1
SCME-00A-250	250 ml	solución limpieza de electrodos (Pepsina)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Conservation electrode solutions LABKEM

Description : Electrolyte solutions for the conservation of the electrode, regeneration of the electrode and enzymatic cleaning solution for the membrane electrode

TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
POCL-30A-250	250 ml	solution for conservation, potassium chloride 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	potassium chloride 3M+AgCl - re-fillable electrodes	1
SCME-00A-250	250 ml	electrode cleaning solution (Pepsin)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Solution de conservation pour électrode LABKEM**Description :** Solution d'électrolyte de conservation de l'électrode, régénération de l'électrode et solution de nettoyage enzymatique de la membrane de l'électrode

DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
POCL-30A-250	250 ml	solution de conservation, potassium chlorure 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	solution de potassium chlorure 3M+AgCl - électrodes rechargeables	1
SCME-00A-250	250 ml	solution de nettoyage d'électrode (pepsine)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Soluzione di conservazione per elettrodi**Descrizione :** Per la conservazione dell'elettrodo, per la rigenerazione dell'elettrodo e per la pulizia enzimatica della membrana dell'elettrodo

DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
POCL-30A-250	250 ml	soluzione di conservazione, potassio cloruro 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	potassio cloruro 3M+AgCl - elettrodi ricaricabili	1
SCME-00A-250	250 ml	soluzione per pulizia elettrodi (pepsina)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Oplossingen voor het behoud van elektroden LABKEM

Beschrijving : Elektrolytoplossingen voor elektrode conservering, elektrode regeneratie en oplossing voor enzymatische elektrodemembraan reiniging

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
POCL-30A-250	250 ml	conserveringsoplossing, kaliumchloride 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	kaliumchloride 3M+AgCl - hervulbare elektroden	1
SCME-00A-250	250 ml	reinigingsoplossing voor elektroden (pepsine)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aufbewahrungslösungen für Elektroden, LABKEM**Beschreibung :** Elektrolytlösungen für die Aufbewahrung von Elektroden, die Elektrodenregeneration und die enzymatische Reinigung des Elektrodendiaphragmas.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
POCL-30A-250	250 ml	Aufbewahrungslösung, KCl 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	KCl 3M + AgCl, wiederbefüllbare Elektroden	1
SCME-00A-250	250 ml	Lösung zur Reinigung von Elektroden (Pepsin)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,25	31042090	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,2985	38229000	08434868035010
SCME-00A-250	0,25	0,25	38229000	08434868041356

PRODUKTFOTO

