

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escobillones para buretas**Descripción :** De pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado

DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	Øcepillo(mm)	lcepillo (mm)	tipo	unidades por ref.
BRU3-005-001	800	25	150	pelo natural	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Burette brushes**Description :** Natural bristle hand on twisted glavanised iron wire stem

TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	Øbrush (mm)	lbrush (mm)	type	pcs/pack
BRU3-005-001	800	25	150	natural bristle	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Goupillon pour burette**Description :** En poil naturel sur un manche en acier zingué

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	Øbrosse (mm)	lbrosse (mm)	type	unités par ref.
BRU3-005-001	800	25	150	poil naturel	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spazzolino per burette**Descrizione :** In setola naturale su manico di ferro zincato

DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	Øspazzolino (mm)	lspazzolino (mm)	tipo	unità per ref.
BRU3-005-001	800	25	150	setola naturale	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Borstels voor buretten**Beschrijving :** Natuurlijk haar op een structuur van gegalvaniseerde draad

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l totaal (mm)	Øborstel(mm)	lborstel (mm)	type	stuks per ref.
BRU3-005-001	800	25	150	natuurlijk haar	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürsten für Büretten**Beschreibung :** Aus Naturhaar, Griff aus galvanisiertem Draht.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	ØBürste(mm)	LBürste (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BRU3-005-001	800	25	150	Naturhaar	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU3-005-001	2,304	0,041	96039099	08434868011151

PRODUKTFOTO

